

627 Barrier-Free® Power Examination Chair Setup Instructions

Tools:

Battery Powered Drill / Impact Driver
Standard Wrench Set
Standard Deep Well Socket Set
Box Cutter
Furniture Dolly (4 Wheel)



Caution

Heavy object. Use lifting aids and proper lifting techniques when moving chair to minimize muscle strains or back injury.




Equipment Alert

When moving the chair, you must adhere to the following instructions.

ALWAYS: a) Transport chair in full-down position with base shroud supports in place.

NEVER: a) Push on base shrouds.
b) Lift chair by stirrups, back section or upholstered top.





MA10259i




Step 1:

Remove brackets (4) from skid to release chair.







Step 2:
Locate box containing upholstery.




Step 3:
Place footrest upholstery, inserting pin on bottom of upholstery into footrest shelf hole.




Step 4:
With locking knobs (4) in the unlocked position, place upholstery on chair top aligning locking knobs with holes.




Step 5:
Raise seat pan 90 degrees and secure seat section using attached thumb screws (2). Lower seat pan.



Step 6:
Place dolly next to head end of chair.



Step 7:
Slide footrest 9"-10" out of chair.




MA10267i



Equipment Alert


Do **NOT** lift chair by Upholstery or Stirrups.



MA10268i

Step 8:


Using proper lifting technique, lift chair off front of skid.



MA10269i

Step 9:


Rotate chair to dolly.



MA10270i

Step 10:


Lower chair onto dolly.



MA10271i

Step 11:

Move chair to desired location.




MA10272i

Step 12:

Remove chair from dolly.


Before connecting the Midmark device power cord into an electrical power source outlet, it is recommended to contact a local licensed electrician or a local Authority Having Jurisdiction over the internal building power distribution to verify that the device when powered up will comply with all applicable electrical codes. Use the electrical power rating marked on the device when determining the appropriate electrical branch circuit and outlet requirements.



MA10273i


Step 13:

Remove power cord from drawer, connect to rear of chair, and plug into wall or floor outlet.




Step 14:

Remove base shroud supports (4).




Step 15:

Remove foot control from treatment pan. Connect foot control to front base of chair.



Step 16:

Raise back and latch upholstery locking knobs (4).




Step 17:

Ensure paper roll rod is in place.



Equipment Alert

The chair must be leveled or stable to ensure proper operation.




Step 18:

Adjust leveling screws (2) at head end of chair to level or balance chair.

Note

If a malfunction is detected contact Midmark Technical Service by calling: 1.800.MIDMARK.






Step 19:

Verify proper operation of foot control. Press buttons for Base Up/Down and Back Up/Down.

Step 20:

Remove clear plastic cover (2) from Midmark name plates.



Chair range of motion.

627 Barrier-Free Power Untersuchungsstuhl Anweisungen zum Einrichten



Vorsicht

Schwerer Gegenstand. Für den Transport Hebehilfen und korrekte Hebetechniken verwenden, um die Gefahr von Muskelzerrungen und Rückenversetzungen so gering wie möglich zu halten.

Werkzeuge:

Akkubohrer / Schlagschrauber
Standardschlüsselsatz
Standardsteckschlüsseleinsätze
Teppichmesser
Möbelrollwagen (4 Räder)




Gerätewarnung

Für den Transport des Stuhls müssen folgende Anweisungen beachtet werden.

IMMER: a) Stuhl in komplett abgesenkter Position mit eingesetzten Sockelverkleidungsstützen transportieren.


NIEMALS: a) Auf die Sockelverkleidungen drücken.
b) Stuhl an den Fersenstützen, an der Rückenlehne oder am gepolsterten Oberteil anheben.




MA10259i

Schritt 1:


Die Halterungen (4) vom Schlitten entfernen, um den Stuhl zu lösen.






MA10261i

Schritt 2:
Die Schachtel mit dem Polster nehmen.




MA10262i

Schritt 3:
Fußstützenpolster montieren. Dazu den Stift auf der Unterseite des Polsters in das Loch der Ablage der Fußstütze stecken.




MA10263i

Schritt 4:
Mit den Verriegelungsknopfen (4) in entsperrter Position das Polster auf die Oberseite des Stuhls legen und die Verriegelungsknopfe an den entsprechenden Löchern ausrichten.




MA10264i

Schritt 5:
Die Sitzschale auf 90 Grad anheben und die Sitzfläche mit den mitgelieferten Flügelschrauben (2) sichern. Die Sitzschale absenken.




MA10265i

Schritt 6:
Den Rollwagen neben das Kopfende des Stuhls stellen.



MA10266i

Schritt 7:
Die Fußstütze um 23 cm - 25 cm (9\"-10\") aus dem Stuhl ziehen.




MA10267i



Gerätewarnung


Den Stuhl **NICHT** am Polster oder an den Fersenstützen anheben.



MA10268i

Schritt 8:


Unter Anwendung korrekter Hebetechniken den Stuhl aus der Vorderseite des Schlittens heben.



MA10269i

Schritt 9:


Den Stuhl zum Rollwagen drehen.



MA10270i

Schritt 10:


Den Stuhl auf den Rollwagen absenken.



MA10271i

Schritt 11:

Den Stuhl an den gewünschten Ort fahren.




MA10272i

Schritt 12:

Den Stuhl vom Rollwagen nehmen.


Bevor Sie das Netzkabel eines Midmark-Geräts in den Ausgang einer Stromquelle stecken, sollten Sie vor Ort einen zugelassenen Elektriker oder eine für die interne Stromversorgung des Gebäudes zuständige Stelle kontaktieren, um zu prüfen, ob das Gerät bei Inbetriebnahme alle örtlichen Elektronikvorschriften erfüllt. Halten Sie sich an die auf dem Gerät angegebene Nennleistung, um den passenden Nebenstromkreis und die Anforderungen an Stromausgänge zu bestimmen.



MA10273i

Schritt 13:


Das Netzkabel aus der Schublade nehmen, an der Stuhlrückseite anschließen und mit einer Wand- oder Bodensteckdose verbinden.



MA10274i


Schritt 14:

Die Sockelverkleidungsstützen (4) entfernen.



Schritt 15:


Entnehmen Sie das Fußpedal aus dem Instrumentenfach. Schließen Sie das Fußpedal an den vorderen Sockel des Stuhls an.



MA10277i

Schritt 16:

Wieder anheben und die Verriegelungsknöpfe des Polsters (4) verriegeln.



MA10278i


Schritt 17:

Sicherstellen, dass die Papierrollenstange eingesetzt ist.



Gerätewarnung


Der Stuhl muss zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs eben ausgerichtet oder stabil sein.



MA10279i

Hinweis

Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion an den technischen Kundendienst von Midmark. Diesen erreichen Sie unter der Nummer: +1-937-526-3662.




Schritt 19:


Überprüfen, ob das Fußpedal einwandfrei funktioniert. Die Tasten für „Sockel AUF/AB“ und „Rückenlehne AUF/AB“ drücken.

Schritt 20:

Die durchsichtige Plastikfolie (2) von den Firmenschildern entfernen.



MA10282i



Max.
94 ± 1,3 cm
(37 ± 0.5 in.)

Min.
46 ± 1,3 cm
(18 ± 0.5 in.)

MA10281i

Bewegungsbereich des Stuhls.


midmark®

627 Fauteuil d'examen à commande électrique Barrier-Free® Instructions de montage



Attention

Objet lourd. Utiliser des dispositifs de levage et appliquer des techniques de levage appropriées lorsque vous manipulez le fauteuil afin d'éviter tout risque de claquage ou de douleurs au dos.

Outils :

Perceuse sans fil/Visseuse à percussion
Jeu de clés standard
Clé à douille profonde standard
Couteau polyvalent
Chariot à roulettes (4 roues)




Avertissement concernant l'équipement

Lorsque vous déplacez le fauteuil, vous devez respecter les instructions suivantes.

TOUJOURS: a) Transporter le fauteuil en position complètement abaissée avec les supports de revêtement de l'assise en position.


NE JAMAIS: a) Appuyer sur les revêtements de l'assise.
b) Soulever le fauteuil par les étriers, le dossier ou la pièce de garniture supérieure.




MA10259i

Étape 1 :


Retirer les supports (4) de la palette pour libérer le fauteuil.






MA10261i

Étape 2 :
Repérer la boîte contenant la garniture.




MA10262i

Étape 3 :
Placer la garniture du repose-pied, en insérant la tige située à l'arrière de la garniture à travers le trou du repose-pied.




MA10263i

Étape 4 :
Avec les boutons de verrouillage (4) en position déverrouillée, placer la garniture sur le dessus du fauteuil en alignant les boutons de verrouillage avec les trous.




MA10264i

Étape 5 :
Relever l'assise à 90 degrés et fixer l'assise à l'aide des vis papillon fournies (2). Abaisser l'assise.




MA10265i

Étape 6 :
Placer le chariot à roulettes près de la tête du fauteuil.



MA10266i

Étape 7 :
Sortir le repose-pied du fauteuil en le faisant glisser sur 23 à 25 cm (9 à 10 po.).




MA10267i



Avertissement concernant l'équipement


Ne PAS soulever le fauteuil en le tirant par la garniture de revêtement ou les étriers.



MA10268i

Étape 8 :


En appliquant les techniques de levage appropriées, soulever le fauteuil de la partie avant de la palette.



MA10269i

Étape 9 :


Faire pivoter le fauteuil en direction du chariot à roulettes.



MA10270i

Étape 10 :


Abaissier le fauteuil sur le chariot.



MA10271i

Étape 11 :

Placer le fauteuil à l'emplacement souhaité.




MA10272i

Étape 12 :

Retirer le fauteuil du chariot.


Avant de brancher le cordon d'alimentation de l'appareil Midmark à une prise électrique, il est recommandé de contacter un électricien agréé de votre localité ou une autorité locale compétente en matière de distribution électrique interne dans les bâtiments pour vérifier que l'appareil, une fois sous tension, sera conforme à tous les codes électriques applicables. Utiliser la puissance nominale indiquée sur l'appareil lors de la détermination de l'alimentation électrique appropriée pour le circuit de dérivation et la prise.



MA10273i

Étape 13 :


Retirer le cordon d'alimentation du tiroir, le brancher à la section arrière du fauteuil et le brancher ensuite dans une prise de courant murale ou de plancher.



MA10274i


Étape 14 :

Retirer les supports des revêtements de l'assise (4).



Étape 15 :


Retirer la pédale de commande de la table de traitement. Raccorder la pédale de commande à la base antérieure du fauteuil.



MA10277i

Étape 16 :

Relever le dossier et enclencher les boutons de verrouillage de la garniture (4).



MA10278i


Étape 17 :

S'assurer que la tige du rouleau de papier est en place.



Avertissement concernant l'équipement

Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, le fauteuil doit être mis à niveau et stabilisé.




Étape 18 :

Ajuster les vis réglables (2) près de la tête du fauteuil pour mettre le fauteuil à niveau ou le stabiliser.

Remarque

En cas de dysfonctionnement, contacter le service technique de Midmark en composant le +1.937.526.3662.






Étape 19 :

Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de commande. Appuyer sur les boutons Monter/Descendre l'assise et Monter/Descendre le dossier.

Étape 20 :

Retirer les films en plastique transparents (2) qui recouvrent les plaquettes commerciales Midmark.



Plage d'inclinaison/de déplacement du fauteuil.



627 Sillón de exploración eléctrico Barrier-Free Instrucciones de instalación



Precaución

Objeto pesado. Utilice dispositivos de ayuda para la elevación o técnicas de elevación adecuadas para mover el sillón y evitar el riesgo de sufrir distensiones musculares o lesiones en la espalda.

Herramientas:

Taladro de batería / Destornillador de impacto
Juego de llaves convencionales
Juego de llaves de vaso profundas convencionales
Cúter para cartón
Plataforma móvil para muebles (4 ruedas)




Advertencia sobre el equipo

Para mover el sillón debe seguir las siguientes instrucciones.

SIEMPRE: a) Transporte el sillón completamente bajado, con los soportes de la cubierta de la base colocados.


NUNCA: a) Haga presión sobre la cubierta de la base.
b) Levante el sillón por los estribos, la sección trasera o la parte superior tapizada.




MA10259i

Paso 1:


Retire los tornillos (4) de la plataforma para liberar el sillón.






MA10261i

Paso 2:
Localice la caja que contiene la tapicería.




MA10262i

Paso 3:
Coloque la tapicería del reposapiés insertando la pieza de la parte inferior de la tapicería en el orificio de la estructura del reposapiés.




MA10263i

Paso 4:
Con los botones de bloqueo (4) en posición desbloqueada y coloque la tapicería sobre el sillón alineando los botones de bloqueo con los orificios.




MA10264i

Paso 5:
Levante el asiento 90 grados y asegure la sección del asiento con tornillos de mariposa (2). Baje el asiento.




MA10265i

Paso 6:
Coloque la plataforma móvil a la altura del reposacabezas del sillón.



MA10266i


Paso 7:
Extraiga el reposapiés del sillón 23 o 25 cm (9 in-10 in).



MA10267i




Advertencia sobre el equipo
NO levante el sillón por la tapicería
ni los estribos.




MA10268i

Paso 8:
Utilizando la técnica de elevación adecuada, levante el
sillón por la parte delantera de la plataforma.




MA10269i

Paso 9:
Gire el sillón hacia la plataforma móvil.




MA10270i

Paso 10:
Deposite el sillón sobre la plataforma móvil.



MA10271i


Paso 11:
Mueva el sillón hasta el lugar deseado.



MA10272i

Paso 12:
Retire el sillón de la plataforma móvil.


Antes de conectar el cable de alimentación del dispositivo Midmark a una fuente de alimentación eléctrica, se recomienda contactar con un electricista local autorizado o una autoridad local que tenga jurisdicción sobre la distribución de energía interna del edificio para verificar que, al conectar el dispositivo, este cumple con todos los códigos eléctricos correspondientes. Utilice la potencia eléctrica marcada en el dispositivo para determinar cuáles son los circuitos eléctricos derivados apropiados y los requisitos de salida.



MA10273i

Paso 13:


Saque el cable de alimentación del cajón, conéctelo a la parte trasera del sillón y enchúfelo a la toma de la pared o del suelo.



MA10274i


Paso 14:

Retire los soportes de la cubierta de la base (4).



Paso 15:


Retire el pedal de control de la bandeja de tratamiento. Conecte el pedal de control a la base frontal del sillón.



MA10277i

Paso 16:

Levante el respaldo y cierre los botones de bloqueo (4) de la tapicería.



MA10278i


Paso 17:

Asegúrese de que la barra del rollo de papel esté colocada.



Advertencia sobre el equipo

El sillón debe estar nivelado o fijo para su correcto funcionamiento.




Paso 18:

Ajuste los tornillos de nivelación (2) que se encuentran a la altura del reposacabezas del sillón para nivelarlo o bascularlo.

Nota

Si detecta algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico de Midmark llamando al número: +1.937.526.3662.





Paso 19:

Compruebe si el pedal de control funciona correctamente. Pulse los botones Subir/bajar base y Subir/bajar respaldo.

Paso 20:

Retire la cubierta de plástico (2) de la placa del nombre Midmark.



Máx.
94 ± 1,3 cm
(37 ± 0,5 in)

Mín.
46 ± 1,3 cm
(18 ± 0,5 in)

Amplitud de movimiento del sillón.


midmark®

627 Barrier-Free gemotoriseerde onderzoeksstoel

Instructies voor installatie



Let op

Zwaar object. Gebruik bij het verplaatsen hefinstrumenten en pas correcte heftechnieken toe om de kans op overbelast spieren of rugletsel te vermijden.

Gereedschap:

Boor met accu-aandrijving /
slagschroevendraaier
set standaardsleutels
Standaard dopsleutelset
Stanleymes
Verrijdbaar meubelplateau
(vier wielen)



Apparatuurwaarschuwing


Bij het verplaatsen van de stoel moet u de volgende instructies in acht nemen.

HOUD U ALTIJD

AAN HET VOLGENDE: a) De stoel moet tijdens vervoer in de laagste stand worden gezet waarbij de transportschuimstukken aan de onderkant op hun plaats zitten.

DOE NOOIT


HET VOLGENDE: a) Op de transportschuimstukken drukken.
b) De stoel aan de stijgbeugels, het ruggedeelte of de beklede bovenkant optillen.




MA10259i

Stap 1:


Verwijder de beugels (4) van de transportpallet om de stoel van de pallet los te maken.






MA10261i

Stap 2:
Zoek de doos waarin de bekleding zit.




MA10262i

Stap 3:
Breng de bekleding voor de voetsteun aan door de pen onder in de bekleding in het gat in de voetsteunplank in te brengen.




MA10263i

Stap 4:
Plaats - terwijl de vergrendelknoppen (4) in de ontgrendelde positie staan - de bekleding op de bovenkant van de stoel en lijn de vergrendelknoppen uit met de gaten.




MA10264i

Stap 5:
Breng het zitdeel 90 graden omhoog en zet het zitgedeelte vast met de bevestigde duimschroeven (2). Breng het zitdeel omlaag.




MA10265i

Stap 6:
Plaats het verrijdbaar plateau naast het hoofduiteinde van de stoel.




MA10266i

Stap 7:
Schuif de voetsteun 23 - 25 cm (9 inch-10 inch) uit de stoel.




Apparatuurwaarschuwing

Til de stoel **NIE**T op aan de bekleding of de stijgbeugels.




Stap 8:

Til de stoel met de juiste heftechnieken op van de voorkant van de transportpallet.




Stap 9:

Draai de stoel op het verrijdbaar plateau.




Stap 10:

Laat de stoel zakken op het verrijdbaar plateau.



Stap 11:


Verplaats de stoel naar de gewenste locatie.



Stap 12:

Haal de stoel van het verrijdbaar plateau af.


Het is raadzaam om alvorens de stroomkabel van het Midmark-apparaat in een stopcontact te steken een plaatselijke gediplomeerde elektricien of een plaatselijke autoriteit op het gebied van de stroomverdeling binnen het gebouw te vragen om te controleren of het apparaat in ingeschakelde toestand voldoet aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften. Bepaal aan de hand van het op het apparaat vermelde nominaal elektrisch vermogen het juiste elektrisch vertakt circuit en vereisten waaraan stopcontacten dienen te voldoen.



MA10273i

Stap 13:


Haal de stroomkabel uit de lade, sluit deze aan de achterkant van de stoel aan en steek de stekker in het stopcontact in de muur of de vloer.



MA10274i


Stap 14:

Verwijder de transportschuimstukken (4).



Stap 15:


Verwijder de voetregelaar van de behandelkom. Verbind de voetregelaar met de voorkant van de stoelbasis.



MA10277i

Stap 16:

Breng de rugleuning omhoog en vergrendel de vergrendelknoppen van de bekleding (4).



MA10278i


Stap 17:

Vergewis u ervan dat de papierrolstang is geplaatst.



Apparatuurwaarschuwing

De stoel moet waterpas of stabiel worden geplaatst om een correcte werking te garanderen.




MA10279i

Stap 18:

Verstel de vlakstelschroeven (2) aan het hoofduiteinde van de stoel om de stoel waterpas te zetten of in evenwicht te brengen.


Opmerking

Als iets niet goed blijkt te werken, neem dan contact op met de technische service van Midmark via het volgende telefoonnummer: +1.937.526.3662.



Stap 19:



Controleer of de voetregelaar correct werkt. Druk op de knoppen om de basis of de rugleuning omhoog of omlaag te brengen.



MA10282i

Stap 20:

Verwijder het plastic kapje (2) van de Midmark-naamplaatjes.



MA10281i

Bewegingsbereik stoel.

midmark®

627 Zasilany fotel diagnostyczny Barrier-Free Instrukcja konfiguracji



Przestroga

Ciężki obiekt. Podczas przemieszczania korzystać ze sprzętu do unoszenia i odpowiedniej techniki podnoszenia, aby zminimalizować nadwężenie mięśni i urazy pleców.

Narzędzia:

wiertarka akumulatorowa / wkrętek
udarowy
zestaw kluczy standardowych
zestaw nasadek o standardowej
głębokości
nóż uniwersalny
wózek do mebli (czterokołowy)




Alert sprzętowy

Podczas przemieszczania fotela koniecznie przestrzegać następujących instrukcji:

ZAWSZE: a) transportować fotel w pozycji całkowicie rozłożonej z założonymi podporami osłon podstawy.


NIGDY: a) nie wywierać nacisku na osłony podstawy;
b) nie unosić fotela za strzemiona, sekcję oparcia czy górę przykrytą tapicerką.




MA10259i

Krok 1:

Aby odłączyć fotel, zdemontować wsporniki (4) od palety.






MA10261i

Krok 2:


Przejsz do pudełka zawierającego tapicerkę.



MA10262i

Krok 3:


Umieścić tapicerkę podnóżka, wprowadzając kołek na spodzie tapicerki do otworu w płycie podnóżka.



MA10263i

Krok 4:


Ustawić pokrętła blokujące (4) w niezablokowanej pozycji a następnie umieścić tapicerkę na górze fotela, wyrównując pokrętła blokujące z otworami.



MA10264i

Krok 5:


Unieść miskę siedziska pod kątem 90° i zabezpieczyć sekcję siedziska za pomocą dołączonych śrub radełkowanych (2). Opuścić miskę siedziska.



MA10265i

Krok 6:


Ustawić wózek w pobliżu zagłówka fotela.



MA10266i

Krok 7:


Wysunąć podnóżek z fotela na 23–25 cm (9–10 in.).



MA10267i




Alert sprzętowy
NIE unosić fotela za tapicerkę
ani strzemiona.




MA10268i

Krok 8:
Za pomocą właściwej techniki podnoszenia unieść fotel
z przodu palety.




MA10269i

Krok 9:
Obrócić fotel na wózek.




MA10270i

Krok 10:
Opuścić fotel na wózek.



MA10271i


Krok 11:
Przenieść fotel do żądanej lokalizacji.



MA10272i

Krok 12:
Zdjąć fotel z wózka.


Zaleca się, aby przed podłączeniem kabla zasilającego urządzenie Midmark do gniazda zasilania prądem elektrycznym skontaktować się z lokalnym licencjonowanym elektrykiem lub sprawdzić w lokalnym urzędzie sprawującym jurysdykcję nad wewnętrzną siecią dystrybucji prądu w budynku, czy urządzenie podłączone do sieci będzie spełniało wszystkie przepisy elektryczne, jakie mają zastosowanie. Przy określaniu odpowiednich wymagań dotyczących gałęzi obwodu elektrycznego i gniazda zastosować znamionowe parametry prądu elektrycznego oznaczone na urządzeniu.



MA10273i

Krok 13:


Wyjąć kabel zasilający z szuflady, przyłączyć z tyłu fotela oraz do gniazda w ścianie lub podłodze.



MA10274i


Krok 14:

Wyjąć podpory osłon podstawy (4).



Krok 15:


Usunąć sterownik nożny z tacy zabiegowej. Podłączyć sterownik nożny do przedniej podstawy fotela.



MA10277i

Krok 16:

Unieść oparcie i zatrzasnąć pokrętła blokujące tapicerkę (4).



MA10278i


Krok 17:

Upewnić się, że pręt na rolkę papieru jest założony.



Alert sprzętowy

Fotel musi być wypoziomowany lub stabilnie ustawiony, aby właściwie działał.



MA10279i

Krok 18:

Wyregulować śruby poziomujące (2) przy głowowym końcu fotela, aby wypoziomować lub zrównoważyć fotel.

Uwaga


W razie wykrycia wadliwego działania skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Midmark, dzwoniąc pod numer: +1.937.526.3662.

Podnoszenie podstawy

Opuszczanie oparcia

Podnoszenie oparcia

Opuszczanie podstawy




Krok 19:


Sprawdzić poprawność działania sterownika nożnego. Naciskać przyciski funkcji Podnoszenie podstawy, Opuszczanie podstawy, Podnoszenie oparcia i Opuszczanie oparcia.

Krok 20:


Zdjąć przezroczyste plastikowe pokrywy (2) z tabliczek z nazwą Midmark.



MA10282i



Maks.
94 ± 1,3 cm
(37 ± 0,5")



Min.
46 ± 1,3 cm
(18 ± 0,5")

MA10281i

Zakres ruchu fotela.

midmark®

Bezbariérové motorizovaný vyšetřovací křeslo 627

Pokyny pro nastavení



Pozor

Těžký předmět. Při přemísťování křesla použijte zvedací pomůcky a správnou techniku zvedání, abyste minimalizovali možnost namožení svalů nebo zranění zad.

Nástroje:

Baterií napájená vrtačka /
příklepová vrtačka
Sada standardních klíčů
Sada standardních
hlubokých zásuvek
Nůž na krabice
Stěhovací vozík(4kolečkový)



Výstraha týkající se zařízení


Při přemísťování křesla musíte dodržovat následující pokyny.

VŽDY:

a) Přepravujte křeslo v poloze zcela dole s připevněnými opěrami pláště základny.

NIKDY:


a) Netlačte na plášť základny.
b) Nezvedejte křeslo za třmeny, oddíl opěrky nebo čalouněný vršek.




MA10259i

Krok 1:

Odstraňte držáky (4) z palety a uvolněte křeslo.






MA10261i

Krok 2:


Otevřete krabici s čalouněním.



MA10262i

Krok 3:


Nainstalujte čalounění opěrky nohou a vložte čep ve spodní část čalounění do otvoru v přihrádce pro opěrku nohou.



MA10263i

Krok 4:


S uzamykacími knoflíky (4) v odemčené poloze položte čalounění na křeslo a zarovnejte uzamykací knoflíky s otvory.



MA10264i

Krok 5:


Zdvihněte desku sedáku na 90 stupňů a zajistěte oddíl sedáku pomocí připevněných křídlových matic (2). Sklopte desku sedáku.



MA10265i

Krok 6:


Umístěte vozík vedle hlavy křesla.



MA10266i

Krok 7:


Vysuňte opěrku nohou 23–25 cm (9–10 in.) z křesla.



MA10267i




Výstraha týkající se zařízení
NEZVEDEJTE křeslo za čalounění
nebo třmeny.



MA10268i

Krok 8:


Za použití správné techniky zvedněte křeslo z přední
strany palety.



MA10269i

Krok 9:


Natočte křeslo k vozíku.



MA10270i

Krok 10:


Spustte křeslo na vozík.



MA10271i

Krok 11:

Přemístěte křeslo do požadované polohy.




MA10272i

Krok 12:

Sejměte křeslo z vozíku.


Před připojením napájecího kabelu zařízení Midmark do elektrické zásuvky doporučujeme, abyste se obrátili na místního autorizovaného elektrikáře nebo místní oprávněné oddělení, které má na starosti distribuci elektrické energie v budově, aby ověřilo, že po zapnutí bude zařízení splňovat všechny příslušné elektrické předpisy. Při určování příslušného elektrického obvodu a požadavků na zdroj elektrické energie se řiďte údajem jmenovitého elektrického výkonu vyznačeným na zařízení.



MA10273i

Krok 13:


Vyndejte napájecí kabel ze zásuvky, připojte ji k zadní části křesla a zapojte ji do stěnové nebo podlažní zásuvky.



MA10274i


Krok 14:

Odstraňte opěry pláště základny (4).



Krok 15:


Odstraňte nožní ovladač z ošetrovací misky. Nasadte nožní ovladač na přední část židle.



MA10277i

Krok 16:

Zvedněte opěradlo a zajistěte uzamykací knoflíky čalounění (4).



MA10278i


Krok 17:

Ujistěte se, že tyč papírové role je na svém místě.



Výstraha týkající se zařízení

Křeslo musí být vyrovnáno do vodorovné polohy nebo musí být stabilní, aby byla zajištěna řádná funkce.



Krok 18:

Nastavte vyrovnávací šrouby (2) na straně hlavy křesla tak, aby bylo ve vodorovné nebo vyvážené poloze.

Poznámka


Pokud je zjištěna závada, kontaktujte technický servis společnosti Midmark na čísle: +1.937.526.3662.

Základna nahoru

Opěrka zad dolů

Opěrka zad nahoru

Základna dolů





Krok 19:

Ověřte správnou funkci nožního ovládání. Stiskněte tlačítka funkcí Základna nahoru/dolů a Opěrka nahoru/dolů.


Krok 20:

Odstraňte čirý plastový kryt (2) z typových štítků Midmark.



0° (vodorovná poloha)
až +80° ± 5°

Max. 7° ± 2°
Min. 1,5°



Max.
94 ± 1,3 cm
(37 ± 0,5 in.)

Max.
46 ± 1,3 cm
(18 ± 0,5 in.)

MA10281i

Rozsah pohybu křesla

