

224 (-011) Barrier-Free® Power Examination Chair Setup Instructions

Tools:

Battery Powered Drill / Impact Driver
Standard Wrench Set
Standard Deep Well Socket Set
Box Cutter
Furniture Dolly (4 Wheel)



Caution

Heavy object. Use lifting aids and proper lifting techniques when moving chair to minimize muscle strains or back injury.




Equipment Alert

When moving the chair, you must adhere to the following instructions.


ALWAYS: a) Transport chair in full-down position with base shroud supports in place.


NEVER: a) Push on base shrouds.
b) Lift chair by stirrups, back section, or upholstered top.



MA10471i


Step 1:
Remove brackets (4) from skid to release chair.






MA10473i

Step 2:
Locate box containing upholstery.




MA10474i

Step 3:
Place footrest upholstery, inserting pin on bottom of upholstery into footrest shelf hole.




MA10475i

Step 4:
With locking knobs (4) in the unlocked position, place upholstery on chair top aligning locking knobs with holes.




MA10476i

Step 5:
Raise seat pan 90 degrees and secure seat section using attached thumb screws (2). Lower seat pan.




MA10477i

Step 6:
Place dolly next to head end of chair.



MA10478i

Step 7:
Slide footrest 9"-10" out of chair.




MA10479i



Equipment Alert


Do **NOT** lift chair by Upholstery or Stirrups.



MA10480i

Step 8:


Using proper lifting technique, lift chair off front of skid.



MA10481i

Step 9:


Rotate chair to dolly.



MA10482i

Step 10:


Lower chair onto dolly.



MA10483i

Step 11:

Move chair to desired location.




MA10484i

Step 12:

Remove chair from dolly.


Before connecting the Midmark device power cord into an electrical power source outlet, it is recommended to contact a local licensed electrician or a local Authority Having Jurisdiction over the internal building power distribution to verify that the device when powered up will comply with all applicable electrical codes. Use the electrical power rating marked on the device when determining the appropriate electrical branch circuit and outlet requirements.



MA10485i

Step 13:


Remove power cord from drawer, connect to rear of chair, and plug into wall or floor outlet.



MA10486i


Step 14:

Remove base shroud supports (4).



Step 15:


Remove foot control from treatment pan. Connect foot control to front base of chair.



MA10488i

Step 16:

Raise back and latch upholstery locking knobs (4).



MA10489i


Step 17:

Ensure paper roll rod is in place.



Equipment Alert


The chair must be leveled or stable to ensure proper operation.



MA10490i

Step 18:

Adjust leveling screws (2) at head end of chair to level or balance chair.



MA10491i


Step 19:

Verify proper manual Back operation.

Note

If a malfunction is detected contact Midmark Technical Service by calling: 1-800-MIDMARK.


Base Up




Base Down

Step 20:

Verify proper operation of foot control. Press buttons for Base Up/Down.



Max.
94 ± 1.3 cm
(37 ± 0.5 in.)



Min.
46 ± 1.3 cm
(18 ± 0.5 in.)

MA10493i

Chair range of motion.



224 (-011) Barrier-Free® Power Untersuchungsstuhl Anweisungen zum Einrichten



Vorsicht

Schwerer Gegenstand. Für den Transport Hebehilfen und korrekte Hebetechniken verwenden, um die Gefahr von Muskelzerrungen und Rückenversetzungen so gering wie möglich zu halten.

Werkzeuge:

Akkubohrer / Schlagschrauber
Standardschlüsselsatz
Standardsteckschlüsseleinsätze
Teppichmesser
Möbelrollwagen (4 Räder)




Gerätewarnung

Für den Transport des Stuhls müssen folgende Anweisungen beachtet werden.

IMMER: a) Stuhl in komplett abgesenkter Position mit eingesetzten Sockelverkleidungsstützen transportieren.


NIEMALS: a) Auf die Sockelverkleidungen drücken.
b) Stuhl an den Fersenstützen, an der Rückenlehne oder am gepolsterten Oberteil anheben.




MA10471i


Schritt 1:

Die Halterungen (4) vom Schlitten entfernen, um den Stuhl zu lösen.







Schritt 2:
Die Schachtel mit dem Polster nehmen.




Schritt 3:
Fußstützenpolster montieren. Dazu den Stift auf der Unterseite des Polsters in das Loch der Ablage der Fußstütze stecken.




Schritt 4:
Mit den Verriegelungsknöpfen (4) in entsperrter Position das Polster auf die Oberseite des Stuhls legen und die Verriegelungsknöpfe an den entsprechenden Löchern ausrichten.




Schritt 5:
Die Sitzschale auf 90 Grad anheben und die Sitzfläche mit den mitgelieferten Flügelschrauben (2) sichern. Die Sitzschale absenken.



Schritt 6:
Den Rollwagen neben das Kopfende des Stuhls stellen.



Schritt 7:
Die Fußstütze um 23 cm - 25 cm (9"-10") aus dem Stuhl ziehen.




MA10479i



Gerätewarnung


Den Stuhl **NICHT** am Polster oder an den Fersenstützen anheben.



MA10480i

Schritt 8:


Unter Anwendung korrekter Hebetechniken den Stuhl aus der Vorderseite des Schlittens heben.



MA10481i

Schritt 9:


Den Stuhl zum Rollwagen drehen.



MA10482i

Schritt 10:


Den Stuhl auf den Rollwagen absenken.



MA10483i

Schritt 11:

Den Stuhl an den gewünschten Ort fahren.




MA10484i

Schritt 12:

Den Stuhl vom Rollwagen nehmen.


Bevor Sie das Netzkabel eines Midmark-Geräts in den Ausgang einer Stromquelle stecken, sollten Sie vor Ort einen zugelassenen Elektriker oder eine für die interne Stromversorgung des Gebäudes zuständige Stelle kontaktieren, um zu prüfen, ob das Gerät bei Inbetriebnahme alle örtlichen Elektronikvorschriften erfüllt. Halten Sie sich an die auf dem Gerät angegebene Nennleistung, um den passenden Nebenstromkreis und die Anforderungen an Stromausgänge zu bestimmen.



MA10485i

Schritt 13:


Das Netzkabel aus der Schublade nehmen, an der Stuhlrückseite anschließen und mit einer Wand- oder Bodensteckdose verbinden.



MA10486i


Schritt 14:

Die Sockelverkleidungsstützen (4) entfernen.



Schritt 15:


Entnehmen Sie das Fußpedal aus dem Instrumentenfach. Schließen Sie das Fußpedal an den vorderen Sockel des Stuhls an.



MA10488i

Schritt 16:

Wieder anheben und die Verriegelungsknöpfe des Polsters (4) verriegeln.



MA10489i


Schritt 17:

Sicherstellen, dass die Papierrollenstange eingesetzt ist.




Gerätewarnung

Der Stuhl muss zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs eben ausgerichtet oder stabil sein.



MA10490i



MA10491i

Hinweis

Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion an den technischen Kundendienst von Midmark. Diesen erreichen Sie unter der Nummer: +1-937-526-3662.



Schritt 18:



Die Nivellierschrauben (2) am Kopfende des Stuhls einstellen, um den Stuhl horizontal oder ausgewogen auszurichten.

Schritt 19:

Überprüfen, ob sich die Rückenlehne manuell korrekt bedienen lässt.

Schritt 20:

Überprüfen, ob das Fußpedal einwandfrei funktioniert. Die Tasten für „Sockel AUF/AB“ drücken.



MA10493i

Bewegungsbereich des Stuhls.


midmark®

224 (-011) Fauteuil d'examen à commande électrique Barrier-Free® Instructions de montage



Attention

Objet lourd. Utiliser des dispositifs de levage et appliquer des techniques de levage appropriées lorsque vous manipulez le fauteuil afin d'éviter tout risque de claquage ou de douleurs au dos.

Outils :

Perceuse sans fil/Visseuse à percussion
Jeu de clés standard
Clé à douille profonde standard
Couteau polyvalent
Chariot à roulettes (4 roues)




Avertissement concernant l'équipement

Lorsque vous déplacez le fauteuil, vous devez respecter les instructions suivantes.

TOUJOURS: a) Transporter le fauteuil en position complètement abaissée avec les supports de revêtement de l'assise en position.


NE JAMAIS: a) Appuyer sur les revêtements de l'assise.
b) Soulever le fauteuil par les étriers, le dossier ou la pièce de garniture supérieure.




MA104711

Étape 1 :


Retirer les supports (4) de la palette pour libérer le fauteuil.






MA10473i

Étape 2 :
Repérer la boîte contenant la garniture.




MA10474i

Étape 3 :
Placer la garniture du repose-pied, en insérant la tige située à l'arrière de la garniture à travers le trou du repose-pied.




MA10475i

Étape 4 :
Avec les boutons de verrouillage (4) en position déverrouillée, placer la garniture sur le dessus du fauteuil en alignant les boutons de verrouillage avec les trous.




MA10476i

Étape 5 :
Relever l'assise à 90 degrés et fixer l'assise à l'aide des vis papillon fournies (2). Abaisser l'assise.




MA10477i

Étape 6 :
Placer le chariot à roulettes près de la tête du fauteuil.



MA10478i

Étape 7 :
Sortir le repose-pied du fauteuil en le faisant glisser sur 23 à 25 cm (9 à 10 po.).




MA10479i



Avertissement concernant l'équipement


Ne PAS soulever le fauteuil en le tirant par la garniture de revêtement ou les étriers.



MA10480i

Étape 8 :


En appliquant les techniques de levage appropriées, soulever le fauteuil de la partie avant de la palette.



MA10481i

Étape 9 :


Faire pivoter le fauteuil en direction du chariot à roulettes.



MA10482i

Étape 10 :


Abaissier le fauteuil sur le chariot.



MA10483i

Étape 11 :

Placer le fauteuil à l'emplacement souhaité.




MA10484i

Étape 12 :

Retirer le fauteuil du chariot.


Avant de brancher le cordon d'alimentation de l'appareil Midmark à une prise électrique, il est recommandé de contacter un électricien agréé de votre localité ou une autorité locale compétente en matière de distribution électrique interne dans les bâtiments pour vérifier que l'appareil, une fois sous tension, sera conforme à tous les codes électriques applicables. Utiliser la puissance nominale indiquée sur l'appareil lors de la détermination de l'alimentation électrique appropriée pour le circuit de dérivation et la prise.



MA10485i

Étape 13 :


Retirer le cordon d'alimentation du tiroir, le brancher à la section arrière du fauteuil et le brancher ensuite dans une prise de courant murale ou de plancher.



MA10486i


Étape 14 :

Retirer les supports des revêtements de l'assise (4).



Étape 15 :


Retirer la pédale de commande de la table de traitement. Raccorder la pédale de commande à la base antérieure du fauteuil.



MA10488i

Étape 16 :

Relever le dossier et enclencher les boutons de verrouillage de la garniture (4).



MA10489i


Étape 17 :

S'assurer que la tige du rouleau de papier est en place.



Avertissement concernant l'équipement


Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, le fauteuil doit être mis à niveau et stabilisé.



MA10490i

Étape 18 :

Ajuster les vis réglables (2) près de la tête du fauteuil pour mettre le fauteuil à niveau ou le stabiliser.




MA10491i

Étape 19 :

Vérifier le fonctionnement manuel correct du dossier.



Remarque

En cas de dysfonctionnement, contacter le service technique de Midmark en composant le +1-937-526-3662.



Étape 20 :

Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de commande. Appuyer sur les boutons Monter/Descendre l'assise.



MA10493i

Plage d'inclinaison/de déplacement du fauteuil.

224 (-011) Sillón de exploración eléctrico Barrier-Free® Instrucciones de instalación



Precaución

Objeto pesado. Utilice dispositivos de ayuda para la elevación o técnicas de elevación adecuadas para mover el sillón y evitar el riesgo de sufrir distensiones musculares o lesiones en la espalda.

Herramientas:

Taladro de batería / Destornillador de impacto
Juego de llaves convencionales
Juego de llaves de vaso profundas convencionales
Cúter para cartón
Plataforma móvil para muebles (4 ruedas)




Advertencia sobre el equipo

Para mover el sillón debe seguir las siguientes instrucciones.


SIEMPRE: a) Transporte el sillón completamente bajado, con los soportes de la cubierta de la base colocados.


NUNCA: a) Haga presión sobre la cubierta de la base.
b) Levante el sillón por los estribos, la sección trasera o la parte superior tapizada.



MA104711


Paso 1:
Retire los tornillos (4) de la plataforma para liberar el sillón.






MA10473i

Paso 2:
Localice la caja que contiene la tapicería.




MA10474i

Paso 3:
Coloque la tapicería del reposapiés insertando la pieza de la parte inferior de la tapicería en el orificio de la estructura del reposapiés.




MA10475i

Paso 4:
Con los botones de bloqueo (4) en posición desbloqueada y coloque la tapicería sobre el sillón alineando los botones de bloqueo con los orificios.




MA10476i

Paso 5:
Levante el asiento 90 grados y asegure la sección del asiento con tornillos de mariposa (2). Baje el asiento.




MA10477i

Paso 6:
Coloque la plataforma móvil a la altura del reposacabezas del sillón.



MA10478i


Paso 7:
Extraiga el reposapiés del sillón 23 o 25 cm (9 in-10 in).



MA10479i




Advertencia sobre el equipo
NO levante el sillón por la tapicería
ni los estribos.




MA10480i

Paso 8:
Utilizando la técnica de elevación adecuada, levante el
sillón por la parte delantera de la plataforma.




MA10481i

Paso 9:
Gire el sillón hacia la plataforma móvil.




MA10482i

Paso 10:
Deposite el sillón sobre la plataforma móvil.



MA10483i


Paso 11:
Mueva el sillón hasta el lugar deseado.



MA10484i

Paso 12:
Retire el sillón de la plataforma móvil.


Antes de conectar el cable de alimentación del dispositivo Midmark a una fuente de alimentación eléctrica, se recomienda contactar con un electricista local autorizado o una autoridad local que tenga jurisdicción sobre la distribución de energía interna del edificio para verificar que, al conectar el dispositivo, este cumple con todos los códigos eléctricos correspondientes. Utilice la potencia eléctrica marcada en el dispositivo para determinar cuáles son los circuitos eléctricos derivados apropiados y los requisitos de salida.



MA10485i

Paso 13:


Saque el cable de alimentación del cajón, conéctelo a la parte trasera del sillón y enchúfelo a la toma de la pared o del suelo.



MA10486i


Paso 14:

Retire los soportes de la cubierta de la base (4).



Paso 15:


Retire el pedal de control de la bandeja de tratamiento. Conecte el pedal de control a la base frontal del sillón.



MA10488i

Paso 16:

Levante el respaldo y cierre los botones de bloqueo (4) de la tapicería.



MA10489i


Paso 17:

Asegúrese de que la barra del rollo de papel esté colocada.




Advertencia sobre el equipo

El sillón debe estar nivelado o fijo para su correcto funcionamiento.



MA10490i



MA10491i

Nota

Si detecta algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico de Midmark llamando al número: +1-937-526-3662.

Subir la base



Bajar la base

Paso 18:



Ajuste los tornillos de nivelación (2) que se encuentran a la altura del reposacabezas del sillón para nivelarlo o bascularlo.

Paso 19:

Compruebe el correcto funcionamiento manual del respaldo.

Paso 20:

Compruebe si el pedal de control funciona correctamente. Pulse los botones Subir/bajar base.



Máx.
94 ± 1,3 cm
(37 ± 0,5 in)

Mín.
46 ± 1,3 cm
(18 ± 0,5 in)

MA10493i

Amplitud de movimiento del sillón.

midmark®

224 (-011) Barrier-Free® gemotoriseerde onderzoeksstoel

Instructies voor installatie

**Let op**

Zwaar object. Gebruik bij het verplaatsen hefinstrumenten en pas correcte heftechnieken toe om de kans op overbelast spieren of rugletsel te vermijden.

Gereedschap:

Boor met accu-aandrijving /
slagschroevendraaier
set standaardsleutels
Standaard dopsleutelset
Stanleymes
Verrijdbaar meubelplateau
(vier wielen)

**Apparatuurwaarschuwing**


Bij het verplaatsen van de stoel moet u de volgende instructies in acht nemen.

HOUD U ALTIJD

AAN HET VOLGENDE: a) De stoel moet tijdens vervoer in de laagste stand worden gezet waarbij de transportschuimstukken aan de onderkant op hun plaats zitten.

DOE NOOIT


HET VOLGENDE: a) Op de transportschuimstukken drukken.
b) De stoel aan de stijgbeugels, het ruggedeelte of de beklede bovenkant optillen.




MA10471i


Stap 1:

Verwijder de beugels (4) van de transportpallet om de stoel van de pallet los te maken.







Stap 2:
Zoek de doos waarin de bekleding zit.




Stap 3:
Brenge de bekleding voor de voetsteun aan door de pen onder in de bekleding in het gat in de voetsteunplank in te brengen.




Stap 4:
Plaats - terwijl de vergrendelknoppen (4) in de ontgrendelde positie staan - de bekleding op de bovenkant van de stoel en lijn de vergrendelknoppen uit met de gaten.




Stap 5:
Brenge het zitdeel 90 graden omhoog en zet het zitgedeelte vast met de bevestigde duimschroeven (2). Brenge het zitdeel omlaag.



Stap 6:
Plaats het verrijdbaar plateau naast het hoofduiteinde van de stoel.



Stap 7:
Schuif de voetsteun 23 - 25 cm (9 inch-10 inch) uit de stoel.




MA10479i



Apparatuurwaarschuwing


Til de stoel **NIE**T op aan de bekleding of de stijbeugels.



MA10480i

Stap 8:


Til de stoel met de juiste heftechnieken op van de voorkant van de transportpallet.



MA10481i

Stap 9:


Draai de stoel op het verrijdbaar plateau.



MA10482i

Stap 10:


Laat de stoel zakken op het verrijdbaar plateau.



MA10483i

Stap 11:

Verplaats de stoel naar de gewenste locatie.




MA10484i

Stap 12:

Haal de stoel van het verrijdbaar plateau af.


Het is raadzaam om alvorens de stroomkabel van het Midmark-apparaat in een stopcontact te steken een plaatselijke gediplomeerde elektricien of een plaatselijke autoriteit op het gebied van de stroomverdeling binnen het gebouw te vragen om te controleren of het apparaat in ingeschakelde toestand voldoet aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften. Bepaal aan de hand van het op het apparaat vermelde nominaal elektrisch vermogen het juiste elektrisch vertakt circuit en vereisten waaraan stopcontacten dienen te voldoen.



MA10485i

Stap 13:


Haal de stroomkabel uit de lade, sluit deze aan de achterkant van de stoel aan en steek de stekker in het stopcontact in de muur of de vloer.



MA10486i


Stap 14:

Verwijder de transportschuimstukken (4).



Stap 15:


Verwijder de voetregelaar van de behandelkom. Verbind de voetregelaar met de voorkant van de stoelbasis.



MA10488i

Stap 16:

Breng de rugleuning omhoog en vergrendel de vergrendelknoppen van de bekleding (4).



MA10489i


Stap 17:

Vergewis u ervan dat de papijrolstang is geplaatst.



Apparatuurwaarschuwing


De stoel moet waterpas of stabiel worden geplaatst om een correcte werking te garanderen.



MA10490i

Stap 18:

Verstel de vlakstelschroeven (2) aan het hoofduiteinde van de stoel om de stoel waterpas te zetten of in evenwicht te brengen.



MA10491i

Stap 19:

Controleer of de handmatige bediening voor de rugleuning correct werkt.



Opmerking

Als iets niet goed blijkt te werken, neem dan contact op met de technische service van Midmark via het volgende telefoonnummer: +1-937-526-3662.



Stap 20:

Controleer of de voetregelaar correct werkt. Druk op de knoppen om de basis omhoog of omlaag te brengen.



MA10493i

Bewegingsbereik stoel.

224 (-011) Zasilany fotel diagnostyczny Barrier-Free® Instrukcja konfiguracji



Przeostoga

Ciężki obiekt. Podczas przemieszczania korzystać ze sprzętu do unoszenia i odpowiedniej techniki podnoszenia, aby zminimalizować nadwężenie mięśni i urazy pleców.

Narzędzia:

wiertarka akumulatorowa / wkrętek
udarowy
zestaw kluczy standardowych
zestaw nasadek o standardowej
głębokości
nóż uniwersalny
wózek do mebli (czterokołowy)




Alert sprzętowy

Podczas przemieszczania fotela koniecznie przestrzegać następujących instrukcji:

ZAWSZE: a) transportować fotel w pozycji całkowicie rozłożonej z założonymi podporami osłon podstawy.


NIGDY: a) nie wywierać nacisku na osłony podstawy;
b) nie unosić fotela za strzemiona, sekcję oparcia czy górę przykrytą tapicerką.




MA10471i

Krok 1:


Aby odłączyć fotel, zdemontować wsporniki (4) od palety.






MA10473i

Krok 2:
Przejsz do pudełka zawierającego tapicerkę.




MA10474i

Krok 3:
Umieścić tapicerkę podnóżka, wprowadzając kolek na spodzie tapicerki do otworu w płycie podnóżka.




MA10475i

Krok 4:
Ustawić pokrętki blokujące (4) w niezablokowanej pozycji a następnie umieścić tapicerkę na górze fotela, wyrównując pokrętki blokujące z otworami.




MA10476i

Krok 5:
Unieść miskę siedziska pod kątem 90° i zabezpieczyć sekcję siedziska za pomocą dołączonych śrub radełkowanych (2). Opuścić miskę siedziska.




MA10477i

Krok 6:
Ustawić wózek w pobliżu zagłówka fotela.



MA10478i


Krok 7:
Wysunąć podnóżek z fotela na 23–25 cm (9–10”).



MA10479i




Alert sprzętowy
NIE unosić fotela za tapicerkę
ani strzemiona.




MA10480i

Krok 8:
Za pomocą właściwej techniki podnoszenia unieść fotel
z przodu palety.




MA10481i

Krok 9:
Obrócić fotel na wózek.




MA10482i

Krok 10:
Opuścić fotel na wózek.



MA10483i


Krok 11:
Przenieść fotel do żądanej lokalizacji.



MA10484i

Krok 12:
Zdjąć fotel z wózka.


Zaleca się, aby przed podłączeniem kabla zasilającego urządzenie Midmark do gniazda zasilania prądem elektrycznym skontaktować się z lokalnym licencjonowanym elektrykiem lub sprawdzić w lokalnym urzędzie sprawującym jurysdykcję nad wewnętrzną siecią dystrybucji prądu w budynku, czy urządzenie podłączone do sieci będzie spełniało wszystkie przepisy elektryczne, jakie mają zastosowanie. Przy określaniu odpowiednich wymagań dotyczących gałęzi obwodu elektrycznego i gniazda zastosować znamionowe parametry prądu elektrycznego oznaczone na urządzeniu.



MA10485i

Krok 13:


Wyjąć kabel zasilający z szuflady, przyłączyć z tyłu fotela oraz do gniazda w ścianie lub podłodze.



MA10486i


Krok 14:

Wyjąć podpory osłon podstawy (4).



Krok 15:


Usunąć sterownik nożny z tacy zabiegowej. Podłączyć sterownik nożny do przedniej podstawy fotela.



MA10488i

Krok 16:

Unieść oparcie i zatrzasnąć pokrętła blokujące tapicerkę (4).



MA10489i


Krok 17:

Upewnić się, że pręt na rolkę papieru jest założony.



Alert sprzętowy


Fotel musi być wypoziomowany lub stabilnie ustawiony, aby właściwie działał.



MA10490i

Krok 18:

Wyregulować śruby poziomujące (2) przy głowowym końcu fotela, aby wypoziomować lub zrównoważyć fotel.



MA10491i

Krok 19:


Sprawdzić poprawność ręcznego ustawiania oparcia.

Uwaga

W razie wykrycia wadliwego działania skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Midmark, dzwoniąc pod numer: 1-937-526-3662.



Podnoszenie podstawy

Opuszczanie podstawy



Krok 20:

Sprawdzić poprawność działania sterownika nożnego. Naciskać przyciski funkcji Podnoszenie podstawy, Opuszczanie podstawy.



MA10493i

Zakres ruchu fotela.

Bezbariérové® motorizovaný vyšetřovací křeslo 224 (-011) Pokyny pro nastavení



Pozor

Těžký předmět. Při přemísťování křesla použijte zvedací pomůcky a správnou techniku zvedání, abyste minimalizovali možnost namožení svalů nebo zranění zad.

Nástroje:

Baterií napájená vrtačka /
příklepová vrtačka
Sada standardních klíčů
Sada standardních
hlubokých zásuvek
Nůž na krabice
Stěhovací vozík(4kolečkový)



Výstraha týkající se zařízení


Při přemísťování křesla musíte dodržovat následující pokyny.

VŽDY:

a) Přepravujte křeslo v poloze zcela dole s připevněnými opěrami pláště základny.

NIKDY:


a) Netlačte na plášť základny.
b) Nezvedejte křeslo za třmeny, oddíl opěrky nebo čalouněný vršek.




MA10471i

Krok 1:


Odstraňte držáky (4) z palety a uvolněte křeslo.






MA10473i

Krok 2:
Otevřete krabici s čalouněním.




MA10474i

Krok 3:
Nainstalujte čalounění opěrky nohou a vložte čep ve spodní část čalounění do otvoru v přihrádce pro opěrku nohou.




MA10475i

Krok 4:
S uzamykacími knoflíky (4) v odemčené poloze položte čalounění na křeslo a zarovnejte uzamykací knoflíky s otvory.




MA10476i

Krok 5:
Zdvihněte desku sedáku na 90 stupňů a zajistěte oddíl sedáku pomocí připevněných křídlových matic (2). Sklopte desku sedáku.




MA10477i

Krok 6:
Umístěte vozík vedle hlavy křesla.



MA10478i


Krok 7:
Vysuňte opěrku nohou 23–25 cm (9–10 in.) z křesla.



MA10479i




Výstraha týkající se zařízení
NEZVEDEJTE křeslo za čalounění
nebo třmeny.




MA10480i

Krok 8:
Za použití správné techniky zvedněte křeslo z přední
strany palety.




MA10481i

Krok 9:
Natočte křeslo k vozíku.




MA10482i

Krok 10:
Spustte křeslo na vozík.



MA10483i


Krok 11:
Přemístěte křeslo do požadované polohy.



MA10484i

Krok 12:
Sejměte křeslo z vozíku.


Před připojením napájecího kabelu zařízení Midmark do elektrické zásuvky doporučujeme, abyste se obrátili na místního autorizovaného elektrikáře nebo místní oprávněné oddělení, které má na starosti distribuci elektrické energie v budově, aby ověřilo, že po zapnutí bude zařízení splňovat všechny příslušné elektrické předpisy. Při určování příslušného elektrického obvodu a požadavků na zdroj elektrické energie se řiďte údajem jmenovitého elektrického výkonu vyznačeným na zařízení.



MA10485i

Krok 13:


Vyndejte napájecí kabel ze zásuvky, připojte ji k zadní části křesla a zapojte ji do stěnové nebo podlažní zásuvky.



MA10486i


Krok 14:

Odstraňte opěry pláště základny (4).



Krok 15:


Odstraňte nožní ovladač z ošetrovací misky. Nasadte nožní ovladač na přední část židle.



MA10488i

Krok 16:

Zvedněte opěradlo a zajistěte uzamykací knoflíky čalounění (4).



MA10489i


Krok 17:

Ujistěte se, že tyč papírové role je na svém místě.




Výstraha týkající se zařízení

Křeslo musí být vyrovnáno do vodorovné polohy nebo musí být stabilní, aby byla zajištěna řádná funkce.



MA10490i



MA10491i

Poznámka

Pokud je zjištěna závada, kontaktujte technický servis společnosti Midmark na čísle: +1-937-526-3662.

Základna nahoru

Základna dolů



Krok 20:



Ověřte správnou funkci nožního ovládání. Stiskněte tlačítka pro funkci Základna nahoru/dolů.

Krok 18:

Nastavte vyrovnávací šrouby (2) na straně hlavy křesla tak, aby bylo ve vodorovné nebo vyvážené poloze.

Krok 19:

Ověřte správnou funkci ručního nastavení opěrky.



MA10493i

Rozsah pohybu křesla



0 0 3 - 1 0 1 3 4 - 9 9