


## Zestaw wsporników montażowych (9A680001)

### Dotyczy modeli:

(222 ,223, 622, 623i 625)  
(230, 630, 631-001, 641 i 647)  
(224, 225, 626 i 627)  
(244)

### **Informacja**

Dodatkowe wersje językowe znajdują się na stronie [technicallibrary.midmark.com](http://technicallibrary.midmark.com)



MA11079i

# Instrukcja użytkownika

# Spis treści

## **Ważne informacje**

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| <u>Wskazówki bezpieczeństwa</u> .....                                          | 3 |
| <u>Symbole bezpieczeństwa</u> .....                                            | 3 |
| <u>Symbole związane z transportem</u> .....                                    | 3 |
| <u>Warunki transportu/przechowywania</u> .....                                 | 3 |
| <u>Przeznaczenie</u> .....                                                     | 4 |
| <u>Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące zestawu wsporników montażowych</u> ..... | 4 |

## **Użytkowanie**

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| <u>Modele 224, 225, 626 i 627</u> .....                                   | 5 |
| <u>Modele 222, 223, 622, 623 i 625</u> .....                              | 6 |
| <u>Modele 230, 630 (od -001 do -009), 641 i 647</u> .....                 | 7 |
| <u>Model 244, 630 (od -010 do -013) (od -020 do -023) i 631-001</u> ..... | 8 |

## **Konserwacja**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Wykaz części</u> ..... | 9 |
|---------------------------|---|

## **Informacje gwarancyjne**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <u>Ograniczona gwarancja</u> ..... | 10 |
|------------------------------------|----|

# Ważne informacje

Poniższe symbole mogą pojawiać się na sprzęcie i/lub w instrukcjach obsługi.

## Wskazówki bezpieczeństwa

Firma Midmark troszczy się o to, by sprzęt był obsługiwany i konserwowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa użytkownika. Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania, należy:

- przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed posłużeniem się zestawem wsporników montażowych .
- upewnić się, że odpowiedni personel zapoznał się z treścią niniejszej instrukcji.

## Symbole bezpieczeństwa



### **OSTRZEŻENIE**

*Wskazuje sytuację potencjalnego zagrożenia, która może spowodować poważne obrażenia.*



### **Przestroga**

*Wskazuje sytuację potencjalnego zagrożenia, która może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia. Symbol może również stanowić ostrzeżenie przed niebezpiecznym postępowaniem.*



### **Ostrzeżenie sprzętowe**

*Wskazuje sytuację potencjalnego zagrożenia, która może spowodować uszkodzenie sprzętu.*

## Symbole związane z transportem



Właściwa orientacja  
podczas transportu



Przestroga Ryzyko  
uszkodzenia w transporcie



Chronić przed  
wilgocią



Producent

## Warunki transportu/przechowywania

Zakres temperatury otoczenia ..... od -22°F do 140°F (od -30°C do +60°C)

Wilgotność względna ..... od 10% do 90% (bez kondensacji)

Ciśnienie atmosferyczne ..... od 500 hPa do 1060 hPa

# Ważne informacje

## Przeznaczenie

Zestaw wsporników montażowych został zaprojektowany, aby umożliwić podniesienie fotela medycznego z palety transportowej lub wózka meblowego w celu ułatwienia docelowego montażu.

## Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące zestawu wsporników montażowych



### OSTRZEŻENIE

- *Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do wskazanych modeli foteli Midmark.*
- *Występuje ryzyko obrażeń, jeśli przed rozpoczęciem użytkowania ramiona wsporników nie zostaną właściwie połączone z płytą adaptera.*
- *Używać wyłącznie na czystej poziomej powierzchni.*
- *Nie opierać się o fotel ani nie siedzieć na nim podczas używania zestawu.*
- *Nie używać, jeśli zestaw wsporników montażowych lub fotel są uszkodzone.*
- *Występuje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku przebywania pod podwieszonym ładunkiem.*
- *Nie serwisować fotela po jego podniesieniu.*
- *Nie umieszczać żadnych obiektów na fotelu podczas używania wsporników.*
- *Nie używać wsporników, gdy pacjent siedzi w fotelu.*
- *Nie usuwać, nie zakrywać i nie uszkadzać etykiet, ani w żaden sposób nie ograniczać ich czytelności.*
- *Maksymalne obciążenie: 550 funtów.*



### Przestroga

*Upewnić się, że wózek jest umieszczony centralnie pod fotelem.*


# Użytkowanie

## Modele 224, 225, 626 i 627

**Krok 1:** Nasuń adaptery tulejowe na końcówki wsporników montażowych.



MA10609i




### Krok 2:

- A) Naciśnij przycisk Chair Up (fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby zwiększyć wysokość fotela.
- B) Włóż końcówki wsporników montażowych w gniazda przeznaczone na adaptery tulejowe.
- C) Naciśnij przycisk Chair Down (fotel w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby ustawić podstawę fotela na żądanej wysokości.

### Demontaż wsporników montażowych

- A) Naciśnij przycisk Chair Up (fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby opuścić podstawę fotela na podłoże.
- B) Unieś dźwignię zwalniającą adapterów tulejowych.
- C) Wysuń końcówki wsporników montażowych z gniazd przeznaczonych na adaptery tulejowe.

Dźwignia zwalniająca



polski - 5


# Użytkowanie

## Modele 222, 223, 622, 623 i 625




### Ostrzeżenie sprzętowe

Wsporniki montażowe należy łączyć wyłącznie z członami poprzecznymi przeznaczonymi do tych modeli. Aby zapobiec uszkodzeniom, **NIE** łączyć wsporników bezpośrednio z wypustami fotela.




### Krok 1:

- A) Unieś siedzisko.
- B) Zaczep w zawiasie człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań.




**Krok 2:** Ułóż człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań płasko na metalowej rozpórce.




### Krok 3:

- A) Naciśnij przycisk Base Up (Siedzisko w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby zwiększyć wysokość fotela.
- B) Włóż wsporniki montażowe w gniazda przeznaczone na adaptory tulejowe.



**Krok 4:** Naciśnij przycisk Base Down (Siedzisko w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby ustawić podstawę fotela na żądanej wysokości.



### Demontaż wsporników montażowych

- A) Naciśnij przycisk Chair Up (Fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby opuścić podstawę fotela na podłogę lub wózek.
- B) Unieś dźwignię zwalniającą adaptera tulejowego.
- C) Wsuń końcówki wsporników montażowych z gniazd przeznaczonych na adaptory tulejowe.



# Użytkowanie

**Modele 230, 630 (od -001 do -009),  
641 i 647**




## Ostrzeżenie sprzętowe

Wsporniki montażowe należy łączyć wyłącznie z członami poprzecznymi przeznaczonymi do tych modeli. Aby zapobiec uszkodzeniom, **NIE** łączyć wsporników bezpośrednio z wypustami fotela.



### Krok 1:


- A) Naciśnij przycisk Tilt Up (Odchyl w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym.
- B) Umieść człon poprzeczny przeznaczony do fotela zabiegowego za wałkiem siłownika odchylania.
- C) Naciśnij przycisk Tilt Down (Odchyl w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym.



**Człon poprzeczny  
przeznaczony do fotela  
zabiegowego**

### Krok 2:


- A) Naciśnij przycisk Base Up (Siedzisko w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby zwiększyć wysokość fotela.
- B) Włóż końcówki wsporników montażowych w gniazda przeznaczone na adaptery tulejowe.



**Krok 3:** Naciśnij przycisk Base Down (Siedzisko w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby ustawić podstawę fotela na żądanej wysokości.

### Demontaż wsporników montażowych

- A) Naciśnij przycisk Chair Up (Fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby opuścić podstawę fotela na podłogę lub wózek.
- B) Unieś dźwignię zwalniającą adaptera tulejowego.
- C) Wsuń końcówki wsporników montażowych z gniazd przeznaczonych na adaptery tulejowe.



MA8602-11

# Użytkowanie

**Model 244, 630 (od -010 do -013) (od -020 do -023) i 631-001**


## Krok 1:

- A) Naciśnij przycisk Chair Up (fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby zwiększyć wysokość fotela.
- B) Włóż końcówki wsporników montażowych w gniazda przeznaczone na adaptery tulejowe.



**630 i 631-001**



**244**



**Krok 2:** Naciśnij przycisk Chair Down (fotel w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby ustawić podstawę fotela na żądanej wysokości.




MA8604i

## Demontaż wsporników montażowych

- A) Naciśnij przycisk Chair Up (fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby opuścić podstawę fotela na podłogę lub wózek.
- B) Unieś dźwignię zwalniającą adaptera tulejowego.
- C) Wysuń końcówki wsporników montażowych z gniazd przeznaczonych na adaptery tulejowe.

# Konserwacja

## Wykaz części



| 9A680001 Zestaw wspornikowy do unoszenia fotela zabiegowego i fotela do badań (obejmuje elementy 1–10) |                                                                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Pozycja                                                                                                | Opis                                                                  | Szt. |
| 1                                                                                                      | Zestaw wspornikowy do unoszenia (obejmuje elementy 2–6)               | 2    |
| 2                                                                                                      | • Zacisk                                                              | 1    |
| 3                                                                                                      | • Sworzeń                                                             | 1    |
| 4                                                                                                      | • Stopka ochronna                                                     | 2    |
| 5                                                                                                      | • Śruba z łbem walcowym                                               | 2    |
| 6                                                                                                      | • Sprężyna                                                            | 1    |
| 7                                                                                                      | • Pierścień ustalający                                                | 1    |
| 8                                                                                                      | Człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań (obejmuje element 9) | 1    |
| 9                                                                                                      | • Winyłowa zatyczka                                                   | 2    |
| 10                                                                                                     | Człon poprzeczny przeznaczony do fotela zabiegowego                   | 1    |
| 11                                                                                                     | Adapter tulejowy                                                      | 2    |

## Informacje o gwarancji



## Rejestracja gwarancji



***Uwagi:***

## ***Uwagi:***

### ***Informacja***

Dodatkowe wersje językowe znajdują się na stronie [technicallibrary.midmark.com](http://technicallibrary.midmark.com)

## **Midmark Corporation**

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 Stany Zjednoczone

1.800.643.6275

1.937.526.3662

[midmark.com](http://midmark.com)

