




# Security Straps 9A214

[English](#)  
[Español](#)  
[Français](#)

**Applies to Models:**  
*230*

**Special Tools:**  
*none*



## Set Up / User Guide


# Product Information

**Dealer:**

**Date of Purchase:**

**Model / Serial Number:**

**Midmark Authorized Service Company:**



# Table of Contents

## **Important Information**

- [Product Information](#) ..... 2
- [Product Registration](#) ..... 4
- [Operating Conditions](#) ..... 4
- [Disposal of Equipment](#) ..... 4
- [Authorized Representatives](#) ..... 4
- [Important Information](#) ..... 6
- [Intended Use](#) ..... 7
- [Safety Instructions](#) ..... 7

## **Set Up**

- [Set Up Instructions](#) ..... 8

## **Operation**

- [Operation - Leg Section](#) ..... 9
- [Operation - Back Section](#) ..... 10

## **Maintenance**

- [Calling for Service](#) ..... 11
- [Cleaning](#) ..... 11
- [Periodic Maintenance](#) ..... 11

## **Warranty Information**

- [Limited Warranty](#) ..... 12

## Product Registration



SCAN ME

## Operating Conditions

Ambient Temperature Range:.....+10°C to +40°C (+50°F to +104°F)  
Relative Humidity.....30% to 75% (non-condensing)  
Altitude.....3000m or less

## Disposal of Equipment

At the end of product life, the chair, accessories and other consumable goods may have become contaminated due to normal medical use. Consult local codes and ordinances for proper disposal of equipment, accessories and other consumable goods.

## Authorized Representatives



### Warning

*In the event of any serious incident in relation to the device, please contact Midmark and the appropriate competent authority.*

Customers in Australia should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Sponsor listed below.

ICONA Pty Ltd.  
1A/2A Westall Road  
Clayton, Victoria 3168  
Phone: 1300 442 662

Customers in India should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

Midmark India  
Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)  
Mumbai, 400022  
Tel:+91 22 4915 3000  
Fax:+91 22 4915 3100

Customers in Saudi Arabia should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

Attieh Medico Ltd  
Abdullah M. Al Khalifi Street  
Al Nakheel Dist. II  
P.O. Box 116105  
Jeddah (East)  
21391  
Saudi Arabia  
Tel: + 966 2 286 4707  
Fax: + 966 2 286 4744

## ***Authorized Representatives - continued***

Customers in the United Arab Emirates should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

GULF DRUG LLC.  
Al Barsha,  
Dubai, UAE  
Phone: +971 4 501 4000  
Fax: +971 4 501 4100

Customers in Hong Kong should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

沒有中文版使用說明

Associated Medical Supplies Company LTD.  
Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center  
26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin  
New Territories, Hong Kong  
Phone: +852 2604 9389  
fax: +852 2694 0866

Customers in Qatar should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

Tadmur Trading  
Midmac Roundabout  
Opposite Al Mana Petrol Station  
Doha, Qatar  
Tel: +974.44337000  
Fax: +974.44337100

Customers in Israel should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

Medtechnica Ltd.  
HaTnufa St 7  
Petah Tikva, Israel  
Tel: +972 3.925.4040  
Fax: +972 3.924.9977

# Important Information - Safety Symbols



**WARNING**  
*Indicates a potentially hazardous situation which could result in serious injury.*



**Caution**  
*Indicates a potentially hazardous situation which may result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices*




**Equipment Alert**  
*Indicates a potentially hazardous situation which could result in equipment damage.*

**Note**  
*Amplifies a procedure, practice or condition.*

## Symbol Glossary



Pressure Limit



Temperature Limit



Proper shipping orientation



Keep dry



Fragile



Humidity Limit



Manufacturer



Serial Number



Catalogue Number

## ***Intended Use***

To help improve safety by securing the patient to the chair before, during and after procedures, especially when anesthesia is used.

## ***Safety Instructions***



### ***Warning***

*No modification of this equipment is allowed.*




### ***Warning***

*Do not press any button during a procedure.*

# Set Up

## Note

*For ease of installation, raise chair and foot rest up and tilt chair back.*



*Place strap mounts in position at bottom of foot rest. Secure with mounting screws.*




## Operation - Leg Section



### **Warning**

*Do not press any button during a procedure.*




*Place hook tape end of strap through slot of strap mounts, looping it so hook tape end of strap contacts loop material of strap.*

## Operation - Back Section



### **Warning**

*Do not press any button during a procedure.*



*Place hook tape end of strap through opening between back section and side rail, looping it so hook tape end of strap contacts loop material of strap.*

# Maintenance

## Calling for Service

### Note

*Model / serial number information is required when calling for service.*

If service is required, contact Midmark directly:

US 844.856.1230 / Canada 937.526.8585

Monday-Thursday 8:00 AM until 6:00 PM Friday 8:00 AM until 5:00 PM (ET)

[midmark.com](http://midmark.com)

## Cleaning



### Equipment Alert

*The Security Straps are resistant to most medicinal-type stains, but may be damaged by solvents and dyes. Immediately remove any fluids spilled on the Security Straps.*

### Security Straps

Wash weekly with a mild liquid soap and water mixture, rinse with clear water and dry completely to remove disinfection cleaner build-up.

Disinfect with a solution of standard bleach and water mixed 1 in 10 (10%) or chlorine based cleaners. Follow this with a clear water rinse and thorough drying of material. See current CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities.

To minimize damage caused by disinfectant cleaner residue build-up, do not allow disinfectants to pool on the surface. Once the approved contact time has been obtained, remove and dry excess liquid remaining on the surface.

Detailed care and maintenance instructions are included with your product. This information is also available on [midmark.com](http://midmark.com) in the Technical library under the User Information tab for your product.

### Painted Metal / Plastic Surfaces

Clean the painted metal and plastic surfaces weekly using a clean soft cloth and mild cleaner.

## Periodic Maintenance

Periodically inspect the following areas:

- All fasteners should be in place and tightened securely.
- All mechanical functions should operate properly.

# Warranty Information



# Warranty Registration



***Notes:***

**Midmark Corporation**

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 USA

1.800.643.6275

1.937.526.3662

[midmark.com](http://midmark.com)






## Correas de seguridad 9A214

[English](#)  
[Español](#)  
[Français](#)

Se aplica a los modelos:  
*230*

Herramientas especiales:  
*ninguna*



## Guía de montaje; guía del usuario


# Información del producto

**Distribuidor:**

**Fecha de compra:**

**Modelo/número de serie:**

**Servicio técnico autorizado  
por Midmark:**





# Índice

## **Información importante**

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <u>Información del producto</u> .....      | 2 |
| <u>Registro del producto</u> .....         | 4 |
| <u>Condiciones de funcionamiento</u> ..... | 4 |
| <u>Eliminación del equipo</u> .....        | 4 |
| <u>Representantes autorizados</u> .....    | 4 |
| <u>Información importante</u> .....        | 6 |
| <u>Uso previsto</u> .....                  | 7 |
| <u>Instrucciones de seguridad</u> .....    | 7 |

## **Montaje**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <u>Instrucciones de montaje</u> ..... | 8 |
|---------------------------------------|---|

## **Funcionamiento**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <u>Funcionamiento: sección de las piernas</u> ..... | 9  |
| <u>Funcionamiento: sección del respaldo</u> .....   | 10 |

## **Mantenimiento**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <u>Cómo contactar con el servicio técnico</u> ..... | 11 |
| <u>Limpieza</u> .....                               | 11 |
| <u>Mantenimiento preventivo</u> .....               | 11 |

## **Información sobre la garantía**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <u>Garantía limitada</u> ..... | 12 |
|--------------------------------|----|

## Registro del producto



## Condiciones de funcionamiento

Rango de temperatura ambiente:.....De +10°C a +40°C (de +50°F a +104°F)  
Humedad relativa .....de 30 % a 75 % (sin condensación)  
Altitud.....3 000 m o menos

## Eliminación del equipo

Al final del ciclo de vida del producto, tanto la silla como sus accesorios y otros consumibles podrían estar contaminados por efecto de su uso habitual. Consulte las normativas y los códigos locales para la correcta eliminación de los equipos, los accesorios y otros productos consumibles.

## Representantes autorizados



### **Advertencia**

*En caso de incidentes graves relacionados con el dispositivo, contacte con Midmark y con las autoridades competentes apropiadas.*

Los clientes de Australia deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al patrocinador de Midmark que se indica a continuación.

ICONA Pty Ltd.  
1A/2A Westall Road  
Clayton, Victoria 3168  
Teléfono: 1300 442 662

Los clientes de la India deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Midmark India  
Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)  
Mumbai, 400022  
Tel.: +91 22 4915 3000  
Fax: +91 22 4915 3100

Los clientes de Arabia Saudí deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Attieh Medico Ltd  
Abdullah M. Al Khalifi Street  
Al Nakheel Dist. II  
P.O. Box 116105  
Jeddah (East)  
21391  
Arabia Saudí  
Tel.: + 966 2 286 4707  
Fax: + 966 2 286 4744

## ***Representantes autorizados (continuación)***

Los clientes de los Emiratos Árabes Unidos deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

GULF DRUG LLC.  
Al Barsha,  
Dubai, UAE  
Teléfono: +971 4 501 4000  
Fax: +971 4 501 4100

Los clientes de Hong Kong deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

沒有中文版使用說明

Associated Medical Supplies Company LTD.  
Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center  
26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin  
New Territories, Hong Kong  
Tel: +852 2604 9389  
Fax: +852 2694 0866

Los clientes de Catar deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Tadmur Trading  
Midmac Roundabout  
Opposite Al Mana Petrol Station  
Doha, Qatar  
Tel.: +974.44337000  
Fax: +974.44337100

Los clientes de Israel deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Medtechnica Ltd.  
HaTnufa St 7  
Petaj Tikva, Israel  
Tel.: +972 3.925.4040  
Fax: +972 3.924.9977

# Información importante: símbolos de seguridad



## ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría ocasionar lesiones graves.



## Precaución

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede ocasionar lesiones leves o moderadas. También puede usarse para alertar contra prácticas peligrosas.



## Advertencia sobre el equipo

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar daños en el equipo.

## Nota

Desarrolla un procedimiento, una práctica o una condición.

## Glosario de símbolos



Límite de presión



Orientación correcta para el transporte



Frágil



Fabricante



Límite de temperatura



Mantener seco



Límite de humedad



Número de serie



Número del catálogo

## ***Uso previsto***

Para ayudar a mejorar la seguridad al sujetar al paciente a la silla antes, durante y después de una intervención, especialmente cuando se utiliza anestesia.

## ***Instrucciones de seguridad***



### ***Advertencia***

*No se permite la modificación de este equipo.*




### ***Advertencia***

*No presione ningún botón durante el curso de un procedimiento.*

# Montaje

## **Nota**

*Para facilitar la instalación, levante la silla y el reposapiés e incline el respaldo de la silla.*




*Coloque los soportes de la correa en su posición en la parte inferior del reposapiés. Asegúrelos con tornillos de montaje.*

## ***Funcionamiento: sección de las piernas***



### **Advertencia**

*No presione ningún botón durante el curso de un procedimiento.*




*Introduzca el extremo de la cinta de gancho por la ranura del soporte para la tira haciendo un lazo de forma que el extremo de la cinta toque la parte de gancho de la tira.*

## ***Funcionamiento: sección del respaldo***



### **Advertencia**

*No presione ningún botón durante el curso de un procedimiento.*



*Introduzca el extremo de la cinta de gancho por el agujero que hay entre la parte trasera y la lateral haciendo un lazo de forma que el extremo de la cinta toque la parte de gancho de la tira.*



# Mantenimiento

## Cómo contactar con el servicio técnico

### Nota

*Cuando llame para solicitar asistencia técnica deberá indicar el modelo y el número de serie.*

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark® si necesita asistencia técnica.

Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585, de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)

[midmark.com](http://midmark.com)

## Limpieza



### Advertencia sobre el equipo

*Las cintas de seguridad son resistentes a la mayoría de las manchas que pueden producirse con el uso médico, pero pueden dañarse si se derraman tintes o disolventes. Retire de inmediato cualquier líquido que se derrame sobre las cintas de seguridad.*

### Cintas de seguridad

Lávelas todas las semanas utilizando una mezcla con un jabón líquido suave y agua, enjuague con agua limpia y seque toda la superficie para eliminar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador.

Desinfecte la superficie utilizando una disolución de 1 parte de lejía común por 10 de agua (10 %) o limpiadores con base de cloro. A continuación, aclare con agua limpia y seque a fondo el material. Véanse las Directrices vigentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para la desinfección y esterilización en centros sanitarios.

Para reducir al mínimo los daños provocados por la acumulación de residuos del desinfectante, no deje que estos se acumulen en la superficie. Una vez transcurrido el tiempo de contacto aprobado, retire y seque el exceso de líquido que quede en la superficie.

Con el producto se incluyen instrucciones detalladas de conservación y mantenimiento. Esta información también está disponible en [midmark.com](http://midmark.com) en la biblioteca técnica situada en la pestaña «Información del usuario» de su producto.

### Superficies de plástico y metal pintado

Limpie las superficies de plástico y metal pintado pasando un paño suave y limpio con limpiadores suaves.

## Mantenimiento preventivo

Revisión periódica de las siguientes áreas:

- Todos los elementos de sujeción deben estar colocados y bien apretados.
- Todas las funciones mecánicas deben funcionar correctamente.

# Información de garantía



# Registro de garantía



## **Midmark Corporation**

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 EE. UU.

1.800.643.6275

1.937.526.3662

[midmark.com](http://midmark.com)






# Sangles de sécurité 9A214

[English](#)  
[Español](#)  
[Français](#)

Modèles concernés :  
*230*

Outils spéciaux :  
*aucun*



## Guide d'installation / Guide de l'utilisateur

003-10394-99

Style P


# Informations sur le produit

**Distributeur :**

**Date d'acquisition :**

**Numéro de modèle/de série :**

**Société de service technique  
agrée Midmark :**



# Table des matières

**Renseignements importants**

Informations sur le produit ..... 2

Enregistrement du produit ..... 4

Conditions d'utilisation ..... 4

Mise au rebut de l'équipement ..... 4

Représentants autorisés ..... 4

Renseignements importants ..... 6

Utilisation prévue ..... 7

Consignes de sécurité ..... 7

**Guide d'installation**

Consignes d'installation ..... 8

**Fonctionnement**

Fonctionnement - Repose-jambes ..... 9

Fonctionnement - Dossier ..... 10

**Entretien**

Service technique ..... 11

Nettoyage ..... 11

Entretien préventif ..... 11

**Renseignements sur la garantie**

Garantie limitée ..... 12

## Enregistrement du produit



## Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes : .....De +10 °C à +40 °C (de +50 °F à +104 °F)

Humidité relative.....de 30 à 75 % (sans condensation)

Altitude.....inférieure ou égale à 3 000 m

## Mise au rebut de l'équipement

À la fin de la durée de vie du produit, le fauteuil, les accessoires et autres fournitures peuvent avoir été contaminés dans le cadre d'une utilisation médicale normale. Consultez les codes et les arrêtés locaux pour vous renseigner sur la mise au rebut appropriée de l'équipement, des accessoires et autres fournitures.

## Représentants autorisés



### **Avertissement**

*En cas d'incident grave en rapport avec le dispositif, veuillez contacter Midmark et l'autorité compétente appropriée.*

En Australie, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

ICONA Pty Ltd.  
1A/2A Westall Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tél. : 1300 442 662

En Inde, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Midmark India  
Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)  
Mumbai, 400022  
Tél : +91 22 4915 3000  
Fax : +91 22 4915 3100

En Arabie Saoudite, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Attieh Medico Ltd  
Abdullah M. Al Khalifi Street  
Al Nakheel Dist. II  
P.O. Box 116105  
Jeddah (East)  
21391  
Arabie Saoudite  
Tél. : + 966 2 286 4707  
Fax : + 966 2 286 4744

## ***Représentants autorisés - suite***

Aux Émirats arabes unis, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

GULF DRUG LLC.

Al Barsha,

Dubai, UAE

Tél. : +971 4 501 4000

Fax : +971 4 501 4100

À Hong Kong, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

沒有中文版使用說明

Associated Medical Supplies Company LTD.

Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center

26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin

New Territories, Hong Kong

Tél. : +85226049389

Fax : +852 2694 0866

Au Qatar, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Tadmur Trading

Midmac Roundabout

Opposite Al Mana Petrol Station

Doha, Qatar

Tél. : +974.44337000

Fax : +974.44337100

En Israël, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Medtechnica Ltd.

7 rue HaTnufa

Petah Tikva, Israël

Tél. : +972 3.925.4040

Fax : +972 3.924.9977



# Renseignements importants - Symboles de sécurité



**AVERTISSEMENT**  
Signale un danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves.



**Attention**  
Signale un danger potentiel qui risque d'entraîner des blessures modérées ou mineures.  
Peut également servir à mettre en garde contre des pratiques dangereuses.



**Avertissement concernant l'équipement**  
Signale un danger potentiel qui pourrait endommager l'équipement.

**Remarque**  
Attire l'attention sur une procédure, une pratique ou une situation.

## Glossaire des symboles



Limite de pression



Orientation correcte pour transport



Fragile



Fabricant



Limite de température



Conserver au sec



Limite d'humidité



Numéro de série



Numéro de catalogue

## ***Utilisation prévue***

Contribuer à améliorer la sécurité en maintenant le patient sur le fauteuil avant, pendant et après les procédures, notamment en cas d'anesthésie.

## ***Consignes de sécurité***



### ***Avertissement***

*Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.*




### ***Avertissement***

*N'appuyez sur aucun bouton pendant une procédure.*

# Guide d'installation

## Remarque

*Pour faciliter l'installation, soulevez le fauteuil et le repose-pieds et inclinez le dossier.*




*Placez les supports de sangle à leur place au bas du repose-pied. Fixez-les avec les vis prévues à cet effet.*

# Fonctionnement - Repose-jambes



## **Avertissement**

*N'appuyez sur aucun bouton pendant une procédure.*




*Faites passer l'extrémité crochet de la bande dans la fente des supports de bande, en la rabattant de sorte qu'elle touche la partie boucle de la bande.*

# Fonctionnement - Dossier



## **Avertissement**

*N'appuyez sur aucun bouton pendant une procédure.*



*Faites passer l'extrémité crochet de la bande dans l'ouverture située entre la section arrière et le rail latéral, en la rabattant de sorte qu'elle touche la partie boucle.*

# Entretien

## Service technique

### Remarque

*Il faut préciser le numéro de modèle/série en contactant le service technique.*

Si une réparation est nécessaire, contacter un revendeur Midmark® agréé.

Si un entretien est nécessaire, contactez Midmark directement :

É.-U. 844.856.1230 / Canada 937.526.8585 Du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h et  
le vendredi de 8 h à 17 h (HE)

[midmark.com](http://midmark.com)

## Nettoyage



### Avertissement concernant l'équipement

*Les sangles de sécurité résistent à la plupart des taches d'origine médicale, mais risquent d'être endommagés par les solvants et les teintures. Essayez immédiatement tout liquide renversé sur les sangles de sécurité.*

### Ceintures de sécurité

Lavez toutes les semaines avec un mélange de savon doux liquide et d'eau, rincez à l'eau claire et séchez complètement pour éviter l'accumulation de nettoyant désinfectant.

Désinfectez les sangles de sécurité avec une solution d'eau de javel standard et d'eau mélangée dans un rapport de 1 pour 10 (10 %) ou de nettoyants à base de chlore. Rincez ensuite à l'eau claire et séchez soigneusement le matériel. Reportez-vous à la directive actuelle de désinfection et de stérilisation dans les centres de santé des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Pour minimiser le danger dû à l'accumulation de nettoyant désinfectant résiduaire, empêchez les désinfectants de se regrouper à la surface. Une fois le temps de contact requis passé, retirez et séchez l'excédent de liquide restant sur la surface.

Votre produit est livré avec un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien. Ces informations sont également disponibles sur [midmark.com](http://midmark.com) dans la bibliothèque technique sous l'onglet Assistance pour votre produit.

### Surfaces en métal et en plastique peintes

Chaque semaine, essuyer les surfaces en métal et en plastique peintes de la table à l'aide d'un chiffon doux propre et d'un détergent doux.

## Entretien préventif

Examiner périodiquement les zones suivantes :

- Toutes les fixations doivent être en place et bien attachées.

## Information sur la garantie



## Enregistrement de la garantie



## **Midmark Corporation**

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 États-Unis

1.800.643.6275

1.937.526.3662

[midmark.com](https://www.midmark.com)

