



Patient Support Rails 9A561


[English](#)
[Español](#)
[Français](#)

Applies to Models:

222 / 223 / 622 / 623 / 625

Special Tools:

none



Set Up / User Guide



Style P

003-10406-99 Rev. AA3 (10/5/23)

TP202 20-42-FO-00014 Rev A1 C2169

Product Information

Dealer:

Date of Purchase:

Model / Serial Number:

Midmark Authorized Service Company:




Table of Contents

Important Information

- [Product Information](#) 2
- [Product Registration](#) 4
- [Operating Conditions](#) 4
- [Disposal of Equipment](#) 4
- [Authorized Representatives](#) 4
- [Important Information](#) 6
- [Intended Use](#) 7
- [Safety Instructions](#) 7

Set Up

- [Set Up Instructions](#) 8

Operation

- [Lowest Position](#) 11
- [15° Patient Position](#) 11
- [30° Patient Position](#) 12
- [Patient Access Position](#) 12

Maintenance

- [Calling for Service](#) 13
- [Cleaning](#) 13
- [Periodic Maintenance](#) 13

Warranty Information

- [Limited Warranty](#) 14

Product Registration



Operating Conditions

Ambient Temperature Range:.....+10°C to +40°C (+50°F to +104°F)
Relative Humidity.....30% to 75% (non-condensing)
Altitude.....3000m or less

Disposal of Equipment

At the end of product life, the chair, accessories, and other consumable goods may have become contaminated due to normal medical use. Consult local codes and ordinances for proper disposal of equipment, accessories and other consumable goods.

Authorized Representatives

EC	REP
----	-----



WARNING
In the event of any serious incident in relation to the device, please contact Midmark and the appropriate competent authority.

Customers in the EU should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark’s Authorized Representative listed below.

CEpartner4U
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn, The Netherlands
Phone: +31 343 442 524
Fax: +31 343 442 162

Customers in Australia should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark’s Sponsor listed below.

ICONA Pty Ltd.
1A/2A Westall Road
Clayton, Victoria 3168
Phone: 1300 442 662

Authorized Representatives - continued

Customers in India should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Midmark India
Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)
Mumbai, 400022
Tel: +91 22 4915 3000
Fax: +91 22 4915 3100

Customers in Saudi Arabia should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Attieh Medico Ltd
Abdullah M. Al Khalifi Street
Al Nakheel Dist. II
P.O. Box 116105
Jeddah (East)
21391
Saudi Arabia
Tel: + 966 2 286 4707
Fax: + 966 2 286 4744

Customers in the United Arab Emirates should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

GULF DRUG LLC.
Al Barsha,
Dubai, UAE
Phone: +971 4 501 4000
Fax: +971 4 501 4100

Customers in Hong Kong should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Associated Medical Supplies Company LTD. 沒有中文版使用說明
Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center
26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin
New Territories, Hong Kong
Phone: +852 2604 9389
fax: +852 2694 0866

Customers in Qatar should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Tadmur Trading
Midmac Roundabout
Opposite Al Mana Petrol Station
Doha, Qatar
Tel: +974.44337000
Fax: +974.44337100

Customers in Israel should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Medtechnica Ltd.
HaTnufa St 7
Petah Tikva, Israel
Tel: +972 3.925.4040
Fax: +972 3.924.9977

Important Information - Safety Symbols



WARNING
Indicates a potentially hazardous situation which could result in serious injury.



Caution
Indicates a potentially hazardous situation which may result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices



Equipment Alert
Indicates a potentially hazardous situation which could result in equipment damage.

Note
Amplifies a procedure, practice or condition.

Symbol Glossary



Pressure Limit



Temperature Limit



Proper shipping orientation



Keep dry



Fragile



Catalogue Number



Manufacturer



Serial Number



Medical Device

Intended Use

Assist patient entering, exiting or repositioning on the chair.

Safety Instructions



WARNING

No modification of this equipment is allowed.



WARNING

Do not sit on patient support rail.



WARNING

Do not press any button during a procedure.



WARNING

Avoid entrapment between rail and back.

Set Up




Equipment Alert

Ensure rails do not appear uneven. Rails should be horizontally straight. Unevenly positioned rails may not be locked.

Conflict when patient support rails and 253-002 exam light mounted on model 625 or 222/223 chairs. Use 253-003 exam light with extended spline mount instead.

Note

625 chair model shown.




Step 1: 223 Chairs ONLY

Remove plastic handles (2) and replace with metal cover plates (2) on upholstery back.


Note

223 Chairs **ONLY**.

Set Up - continued




Step 2: Patient Left Hand
Push knob in and rotate as shown.




Step 3:
Install side rail into socket until release level locks into place.

Set Up - continued




Step 4: Patient Right Hand *Push in knob in and rotate as shown.*




Step 5: *Install side rail into socket until release level locks into place.*

Operation




Lowest position

Starting position of Support Rail.




Patient Right - View

This position is used for arm positioning with short patients.



Articulation of rail


Hold rail with hand while pushing button with other hand to raise support rail into position.



Patient Right - View


The 15° position is used for arm positioning with medium height patients.

Operation - continued




Articulation of rail

Hold rail with hand while pushing button with other hand to raise support rail into position.




Patient Right - View

The 30° position is used for arm positioning with tall patients.



Patient Access position

Hold rail with hand while pushing button with other hand to rotate support rail out of way.



Patient Right - View

This rotation allows for patient access to chair seat.

Maintenance

Calling for Service

Note

Model / serial number information is required when calling for service.

If service is required, contact Midmark directly:

US 844.856.1230 / Canada 937.526.8585

Monday-Thursday 8:00 AM until 6:00 PM

Friday 8:00 AM until 5:00 PM (ET)

midmark.com

Cleaning



Equipment Alert

The Support Rails are resistant to most medicinal-type stains, but may be damaged by solvents and dyes. Immediately remove any fluids spilled on the Support Rails.

Painted Metal / Plastic Surfaces

Clean the painted metal and plastic surfaces weekly using a clean soft cloth and mild cleaner.

Periodic Maintenance

Periodically inspect the following areas:

- All fasteners should be in place and tightened securely.
- All mechanical functions should operate properly.

Warranty Information



Warranty Registration



Notes:

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 USA

1.800.643.6275

+1.937.526.3662

midmark.com





Rieles de apoyo para pacientes 9A561


[English](#)
[Español](#)
[Français](#)

Se aplica a los modelos:

222 / 223 / 622 / 623 / 625

Herramientas especiales:

ninguna



Guía de montaje; guía del usuario




Información del producto

Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo/número de serie:

**Servicio técnico autorizado
por Midmark:**



Índice

Información importante

<u>Información del producto</u>	2
<u>Registro del producto</u>	4
<u>Condiciones de funcionamiento</u>	4
<u>Eliminación del equipo</u>	4
<u>Representantes autorizados</u>	4
<u>Información importante</u>	6
<u>Uso previsto</u>	7
<u>Instrucciones de seguridad</u>	7

Montaje

<u>Instrucciones de montaje</u>	8
---------------------------------------	---

Funcionamiento

<u>Posición más baja</u>	11
<u>Posición del paciente de 15°</u>	11
<u>Posición del paciente de 30°</u>	12
<u>Posición de acceso del paciente</u>	12

Mantenimiento

<u>Cómo contactar con el servicio técnico</u>	13
<u>Limpieza</u>	13
<u>Mantenimiento preventivo</u>	13

Información sobre la garantía

<u>Garantía limitada</u>	14
--------------------------------	----

Registro del producto



Condiciones de funcionamiento

Rango de temperatura ambiente:.....De +10 °C a +40 °C (de +50 °F a +104 °F)
Humedad relativade 30 % a 75 % (sin condensación)
Altitud.....3 000 m o menos

Eliminación del equipo

Al final del ciclo de vida del producto, tanto la silla como sus accesorios y otros consumibles podrían estar contaminados por efecto de su uso habitual. Consulte las normativas y los códigos locales para la correcta eliminación de los equipos, los accesorios y otros productos consumibles.

Representantes autorizados



ADVERTENCIA

En caso de incidentes graves relacionados con el dispositivo, contacte con Midmark y con las autoridades competentes apropiadas.

Los clientes de la UE deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

CEpartner4U
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn, Países Bajos
Tel.: +31 343 442 524
Fax: +31 343 442 162

Los clientes de Australia deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al patrocinador de Midmark que se indica a continuación.

ICONA Pty Ltd.
1A/2A Westall Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 442 662

Representantes autorizados (continuación)

Los clientes de la India deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Midmark India
Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)
Mumbai, 400022
Tel.: +91 22 4915 3000
Fax: +91 22 4915 3100

Los clientes de Arabia Saudí deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Attieh Medico Ltd
Abdullah M. Al Khalifi Street
Al Nakheel Dist. II
P.O. Box 116105
Jeddah (East)
21391
Arabia Saudí
Tel.: + 966 2 286 4707
Fax: + 966 2 286 4744

Los clientes de los Emiratos Árabes Unidos deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

GULF DRUG LLC.
Al Barsha,
Dubai, UAE
Teléfono: +971 4 501 4000
Fax: +971 4 501 4100

Los clientes de Hong Kong deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Associated Medical Supplies Company LTD. 沒有中文版使用說明
Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center
26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin
New Territories, Hong Kong
Tel: +852 2604 9389
Fax: +852 2694 0866

Los clientes de Catar deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Tadmur Trading
Midmac Roundabout
Opposite Al Mana Petrol Station
Doha, Qatar
Tel.: +974.44337000
Fax: +974.44337100

Los clientes de Israel deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Medtechnica Ltd.
HaTnufa St 7
Petaj Tikva, Israel
Tel.: +972 3.925.4040
Fax: +972 3.924.9977

Información importante: símbolos de seguridad



ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría ocasionar lesiones graves.



Precaución
Indica una situación potencialmente peligrosa que puede ocasionar lesiones leves o moderadas. También puede usarse para alertar contra prácticas peligrosas.



Advertencia sobre el equipo
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar daños en el equipo.

Nota
Desarrolla un procedimiento, una práctica o una condición.

Glosario de símbolos



Límite de presión




Orientación correcta para el transporte



Frágil



Fabricante



Límite de temperatura



Mantener seco



Número del catálogo



Número de serie



Producto sanitario

Uso previsto

Ayudar al paciente al subir, bajar o recolocarse en la silla.

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

No se permite la modificación de este equipo.



ADVERTENCIA

No se sienta sobre el riel de apoyo para pacientes.



ADVERTENCIA

No presione ningún botón durante el curso de un procedimiento.



ADVERTENCIA

Evite el riesgo de atrapamiento entre el riel y la parte trasera.

Montaje



Advertencia sobre el equipo


Asegúrese de que los rieles no estén posicionados de forma desigual. Los rieles deben estar horizontalmente rectos.

Los rieles posicionados de forma desigual no podrán bloquearse.

Desajuste en la instalación cuando los rieles de apoyo para pacientes y la lámpara de examen 253-002 están montados en el modelo 625 o en las sillas 222/223. En su lugar, utilice la lámpara de examen 253-003 con el soporte con árbol estriado ampliado.

Nota

Modelo de silla expuesto: 625.




Paso 1: SOLO sillas 223

Retire las manijas de plástico (2) y sustitúyalas por placas de cubierta de metal (2) en la tapicería del respaldo.

Nota


SOLO sillas 223.

Montaje (continuación)



Paso 2: Lado izquierdo del paciente


Presione la perilla y gire como se muestra en la imagen.



Paso 3:

Instale el riel lateral en el orificio hasta que la palanca de nivelación encaje en su sitio.

Montaje (continuación)



Paso 4: Lado derecho del paciente


Presione la perilla y gire como se muestra en la imagen.



Paso 5:


Instale el riel lateral en el orificio hasta que la palanca de nivelación encaje en su sitio.

Funcionamiento




Posición más baja

Posición inicial del riel de apoyo.




Lado derecho del paciente - Vista

Esta posición se utiliza para colocar el brazo de pacientes de baja estatura.



Articulación del riel


Sostenga el riel con una mano y presione el botón con la otra para elevar el riel de apoyo y ponerlo en posición.



Lado derecho del paciente - Vista


La posición de 15° se utiliza para colocar el brazo de pacientes de estatura media-alta.

Funcionamiento (continuación)




Articulación del riel

Sostenga el riel con una mano y presione el botón con la otra para elevar el riel de apoyo y ponerlo en posición.




Lado derecho del paciente - Vista

La posición de 30° se utiliza para colocar el brazo de pacientes de estatura alta.



Posición de acceso del paciente

Sostenga el riel con una mano y presione el botón con la otra para girar el riel de apoyo y apartarlo.



Lado derecho del paciente - Vista

Este giro permite al paciente acceder al asiento de la silla.

Mantenimiento

Cómo contactar con el servicio técnico

Nota

Cuando llame para solicitar asistencia técnica deberá indicar el modelo y el número de serie.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark si necesita asistencia técnica.

Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585
de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)

midmark.com

Limpieza



Advertencia sobre el equipo

Los rieles de apoyo son resistentes a la mayoría de las manchas que pueden producirse con el uso médico, pero pueden dañarse si se derraman tintes o disolventes. Debe retirar inmediatamente los líquidos que se derramen sobre los rieles de apoyo.

Superficies de plástico y metal pintado

Limpie las superficies de plástico y metal pintado pasando un paño suave y limpio con limpiadores suaves.

Mantenimiento preventivo

Revisión periódica de las siguientes áreas:

- Todos los elementos de sujeción deben estar colocados y bien apretados.
- Todas las funciones mecánicas deben funcionar correctamente.

Información de garantía



Registro de garantía



Notas:

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 EE. UU.

1.800.643.6275

+1.937.526.3662

[midmark.com](https://www.midmark.com)



Rails de support du patient 9A561


[English](#)
[Español](#)
[Français](#)

Modèles concernés :

222 / 223 / 622 / 623 / 625

Outils spéciaux :

aucun



Guide d'installation/
Guide de l'utilisateur



Informations sur le produit

Distributeur :

Date d'acquisition :

Numéro de modèle/série :

**Société de service technique
agréée Midmark :**




Table des matières

Renseignements importants	
<u>Informations sur le produit</u>	2
<u>Enregistrement du produit</u>	4
<u>Conditions d'utilisation</u>	4
<u>Mise au rebut de l'équipement</u>	4
<u>Représentants autorisés</u>	4
<u>Renseignements importants</u>	6
<u>Utilisation prévue</u>	7
<u>Consignes de sécurité</u>	7
 Guide d'installation	
<u>Consignes d'installation</u>	8
 Fonctionnement	
<u>Position basse</u>	11
<u>Position du patient à 15°</u>	11
<u>Position du patient à 30°</u>	12
<u>Position d'accès du patient</u>	12
 Entretien	
<u>Service technique</u>	13
<u>Nettoyage</u>	13
<u>Entretien préventif</u>	13
 Renseignements sur la garantie	
<u>Garantie limitée</u>	14

Enregistrement du produit



Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes.....de +10 °C à +40 °C (de +50 °F à +104 °F)

Humidité relative.....de 30 à 75 % (sans condensation)

Altitude.....inférieure ou égale à 3 000 m

Mise au rebut de l'équipement

À la fin de la durée de vie du produit, le fauteuil, les accessoires et autres fournitures peuvent avoir été contaminés dans le cadre d'une utilisation médicale normale. Consultez les codes et les arrêtés locaux pour vous renseigner sur la mise au rebut appropriée de l'équipement, des accessoires et autres fournitures.

Représentants autorisés



AVERTISSEMENT

En cas d'incident grave en rapport avec le dispositif, veuillez contacter Midmark et l'autorité compétente appropriée.

Au sein de l'Union européenne, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

CEpartner4U
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn, Pays-Bas
Tél. : +31 343 442 524
Fax : +31 343 442 162

En Australie, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant de Midmark indiqué ci-dessous.

ICONA Pty Ltd.
1A/2A Westall Road
Clayton, Victoria 3168
Tél. : 1300 442 662

Représentants autorisés - suite

En Inde, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Midmark India

Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)

Mumbai, 400022

Tél. : +91 22 4915 3000

Fax : +91 22 4915 3100

En Arabie saoudite, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Attieh Medico Ltd

Abdullah M. Al Khalifi Street

Al Nakheel Dist. II

P.O. Box 116105

Jeddah (East)

21391

Arabie saoudite

Tél. : + 966 2 286 4707

Fax : + 966 2 286 4744

Aux Émirats arabes unis, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

GULF DRUG LLC.

Al Barsha,

Dubai, EAU

Tél. : +971 4 501 4000

Fax : +971 4 501 4100

À Hong Kong, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Associated Medical Supplies Company LTD. 沒有中文版使用說明

Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center

26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin

New Territories, Hong Kong

Tél. : +85226049389

Fax : +852 2694 0866

Au Qatar, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Tadmur Trading

Midmac Roundabout

Opposite Al Mana Petrol Station

Doha, Qatar

Tél. : +974.44337000

Fax : +974.44337100

En Israël, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Medtechnica Ltd.

7 rue HaTnufa

Petah Tikva, Israël

Tél. : +972 3.925.4040

Fax : +972 3.924.9977

Renseignements importants - Symboles de sécurité



AVERTISSEMENT
Signale un danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves.



Attention
Signale un danger potentiel qui risque d'entraîner des blessures modérées ou mineures. Il peut également servir à signaler à l'utilisateur des pratiques dangereuses.



Avertissement concernant l'équipement
Signale un danger potentiel qui pourrait endommager l'équipement.

Remarque
Attire l'attention sur une procédure, une pratique ou une situation.

Glossaire des symboles



Limite de pression



Orientation correcte pour transport



Fragile



Fabricant



Limite de température



Conserver au sec



Numéro de catalogue



Numéro de série



Dispositif médical

Utilisation prévue

Aider le patient à entrer, sortir ou se repositionner sur le fauteuil.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.



AVERTISSEMENT

Ne pas s'asseoir sur le rail de support du patient.



AVERTISSEMENT

N'appuyer sur aucun bouton pendant une procédure.



AVERTISSEMENT

Faire attention de ne rien coincer entre le rail et le dossier.

Guide d'installation




Avertissement concernant l'équipement

S'assurer que les rails sont bien droits. Les rails devraient être à l'horizontale. Des rails mal alignés peuvent ne pas être verrouillés.

Conflit entre les rails de support du patient et la lampe d'examen 253-002 montée sur les modèles de fauteuil 625 ou 222/223. Utiliser plutôt une lampe d'examen 253-003 avec montage étendu à cannelure

Remarque

Le modèle présenté est le 625.




Étape 1 : Fauteuils 223 UNIQUEMENT

Retirez les poignées en plastique (2) et remplacez-les par des plaques de recouvrement métalliques (2) sur le dossier à garniture.

Remarque


Fauteuils 223
UNIQUEMENT.

Guide d'installation - suite



Étape 2 : Côté gauche du patient


Enfoncer le bouton et faire pivoter comme indiqué.



Étape 3 :


Poser le rail latéral dans la prise jusqu'à ce que le levier de déverrouillage soit verrouillé en place.

Guide d'installation - suite



Étape 4 : Côté droit du patient


Enfoncer le bouton et faire pivoter comme indiqué.



Étape 5 :


Poser le rail latéral dans la prise jusqu'à ce que le levier de déverrouillage soit verrouillé en place.

Fonctionnement




Position basse

Position de départ du rail de support.




Côté droit du patient – Vue

Cette position est utilisée pour positionner le bras de patients de petite taille.



Articulation du rail


Maintenir le rail d'une main tout en appuyant sur le bouton avec l'autre main pour relever le rail de support dans la bonne position.



Côté droit du patient – Vue


La position à 15° est utilisée pour positionner le bras de patients de taille moyenne.

Fonctionnement – Suite




Articulation du rail

Maintenir le rail d'une main tout en appuyant sur le bouton avec l'autre main pour relever le rail de support dans la bonne position.




Côté droit du patient – Vue

La position à 30° est utilisée pour positionner le bras de patients de grande taille.



Position d'accès du patient

Maintenir le rail d'une main tout en appuyant sur le bouton avec l'autre main pour faire pivoter le rail de support afin qu'il ne gêne pas le passage.



Côté droit du patient – Vue

Cette rotation permet au patient d'accéder au fauteuil.

Entretien

Service technique

Remarque

Il faut préciser le numéro de modèle/série lors de la prise de contact avec le service technique.

Si une réparation est nécessaire, contacter un revendeur Midmark agréé.

Si un entretien est nécessaire, contactez Midmark directement :

É.-U. 844.856.1230 / Canada 937.526.8585

Du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h

et le vendredi de 8 h à 17 h (HE)

midmark.com

Nettoyage



Avertissement concernant l'équipement

Les rails de support résistent à la plupart des taches d'origine médicale, mais risquent d'être endommagés par les solvants et les teintures. Essayez immédiatement tout liquide renversé sur les rails de support.

Surfaces en métal et en plastique peintes

Chaque semaine, essuyer les surfaces en métal et en plastique peintes de la table à l'aide d'un chiffon doux propre et d'un détergent doux.

Entretien préventif

Examiner périodiquement les zones suivantes :

- Toutes les fixations doivent être en place et bien attachées.
- Toutes les fonctions mécaniques doivent fonctionner correctement.

Information sur la garantie



Enregistrement de la garantie



Remarques :

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 États-Unis

1.800.643.6275

+1.937.526.3662

midmark.com

