

Ritter®

203 Exam Table

[English](#)
[Español](#)
[Français](#)

Applies to Models:

203

Special Tools:

none



Set Up / User Guide

Style P

003-1584-99 Rev. AA3 (10/10/23)

TP202 20-42-FO-00014 Rev A1 C2169

Product Information

Dealer:

Date of Purchase:

Model / Serial Number:

Midmark Authorized Service Company:




Table of Contents

Important Information

Product Information 2

Intended Use 4

Safety Instructions 4

Product Registration 4

Disposal of Equipment..... 4

Important Information 5

Authorized Representatives 6

Set Up

Set Up Instructions 7

Operation

Operating Instructions 8

Specifications

Weights and Dimensions 9

Maintenance

Cleaning 10

Periodic Maintenance 10

Calling for Service 10

Warranty Information

Limited Warranty 11

Intended Use

This product is intended to be used as a table to provide positioning and support of patients during examination procedures conducted by qualified medical professionals in an office environment.

Safety Instructions



WARNING

No modification of this equipment is allowed.

Product Registration

To register your product, go to midmark.com

Disposal of Equipment

At the end of product life, the table, accessories, and other consumable goods may have become contaminated due to normal medical use. Consult local codes and ordinances for proper disposal of equipment, accessories and other consumable goods.

Important Information - Safety Symbols



WARNING
Indicates a potentially hazardous situation which could result in serious injury.



Caution
Indicates a potentially hazardous situation which may result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices.



Equipment Alert
Indicates a potentially hazardous situation which could result in equipment damage.

Note
Amplifies a procedure, practice or condition.

Symbol Glossary

	Fragile		Keep dry
	Proper shipping orientation		Maximum stacking height (palletted units)
	Patient Weight Limit		Catalogue Number
	Manufacturer		Serial Number

Authorized Representatives



WARNING

***In the event of any serious incident in relation to the device,
please contact Midmark and the appropriate competent authority.***

Customers in Saudi Arabia should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Attieh Medico Ltd
Abdullah M. Al Khalifi Street
Al Nakheel Dist. II
P.O. Box 116105
Jeddah (East)
21391
Saudi Arabia
Tel: + 966 2 286 4707
Fax: + 966 2 286 4744

Customers in the United Arab Emirates should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

GULF DRUG LLC.
Al Barsha,
Dubai, UAE
Phone: +971 4 501 4000
Fax: +971 4 501 4100

Customers in Qatar should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Tadmur Trading
Midmac Roundabout
Opposite Al Mana Petrol Station
Doha, Qatar
Tel: +974-44337000
Fax: +974-44337100

Customers in Israel should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Medtechnica Ltd.
HaTnufa St 7
Petah Tikva, Israel
Tel: +972 3-925-4040
Fax: +972 3-924-9977

Authorized Representatives - continued

Customers in Colombia should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Técnica Electromédica S.A.

Calle 47 # 5-26

Bogota Colombia c.p. 110111

Tel. (+ 57 1) 756 87 87

atencionalcliente@tecnicaelectromedica.com

Customers in Costa Rica should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Corporacion Almotec SA

225 metros al sur de oficina de correos

San Jose, Zapote, Costa Rica

Tel: 506 7112 9782

Customers in the Panama should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

TECNIDENTAL PANAMA S.A.

VILLA MAGNA, VILLA ZAITA

OFFICE B8

PANAMA

Tel/Fax: 343-4049/ 6614-8029

tecnidentalpanama@gmail.com

Customers in Mexico should direct all questions, incidents, and complaints to Midmark's Authorized Representative listed below.

Sofía Zavala | Asuntos Regulatorios

Carlos Nafarrate SA de CV

Avenida Las Américas 601,

Ladrón de Guevara, 44600,


Guadalajara, Jalisco, México | Tel (33) 3669 9800

Set Up



Equipment Alert
Lay upholstered top on a smooth, clean surface.

- To assemble the legs to top**
- A) Position “H” frame on upholstered top and secure with four hex screws. **(Torque 75-85 in-lbs)**
- Note: The “Ritter by Midmark” label on the “H” frame faces outward.*
- B) Repeat step for other “H” frame.



Components	
Upholstered Top	1
“H” Frame	2
Paper Straps.....	2
Dowel Rod	1
Hex Screws (1/4-20 x 1/2”)...	8

Operation




WARNING

To avoid injury, do not put head or extremities under the paper tear strap.

To Install paper roll tear straps

Attach straps to snaps on each side of table.




To Install paper roll

Insert rod ends into sockets under head end of upholstered top.

Specifications

Maximum Patient Weight	400 lbs. (181.4 kg)
Weight of Table	135 lbs. (61.2 kg)
Table Top Height (A)	31 in. (78.7 cm)
Upholstered Top Width (B)	27 in. (68.6 cm)
Upholstered Top Length (C)	74 in. (187.9 cm)
Paper Roll <i>(maximum size)</i>	21 in. wide x 3.5 in. dia.

Dimension Reference



Maintenance

Cleaning

Upholstery



Equipment Alert

The upholstery is resistant to most medicinal-type stains, but may be damaged by solvents and dyes. Immediately remove any fluids spilled on the upholstery.

Wash your upholstery weekly with a mild liquid soap and water mixture, rinse with clear water and dry completely to remove disinfection cleaner build-up.

Disinfect your upholstery with a solution of standard bleach and water mixed 1 in 10 (10%) or chlorine based cleaners. Follow this with a clear water rinse and thorough drying of material. See current CDC Guideline for Disinfection & Sterilization in Healthcare Facilities.

To minimize damage caused by disinfectant cleaner residue build-up, do not allow disinfectants to pool on the upholstery surface. Once the approved contact time has been obtained, remove and dry excess liquid remaining on the surface.

Detailed care and maintenance instructions are included with your product. This information is also available on midmark.com in the Technical library under the User Information tab for your product.

Painted Metal / Plastic Surfaces

Clean the painted metal and plastic surfaces weekly using a clean soft cloth, and mild cleaner.

Preventative Maintenance

Periodically inspect the following areas:

- All fasteners should be present and tightened securely.
- All mechanical functions should operate properly.

Have a qualified service technician inspect your equipment every twelve months.

Calling For Service

Note

Model / Serial Number information is required when calling for service.

If service is required, contact Midmark directly:

US 844.856.1230 / Canada 937.526.8585
Monday-Thursday 8:00 AM until 6:00 PM
Friday 8:00 AM until 5:00 PM (ET)
midmark.com

Warranty Information



Warranty Registration



Notes:

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 USA

1.800.643.6275

+1.937.526.3662

midmark.com



Ritter®

Camilla de reconocimiento 203

[English](#)
[Español](#)
[Français](#)

Se aplica a los modelos:
203

Herramientas especiales:
ninguna



Guía de montaje; guía del usuario


Información del producto

Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo/número de serie:

**Servicio técnico autorizado
por Midmark:**



Índice

Información importante

Información del producto 2

Uso indicado 4

Instrucciones de seguridad 4

Registro del producto 4

Cómo deshacerse del equipo 4

Información importante 5

Representantes autorizados 6

Montaje

Instrucciones de montaje 7

Funcionamiento

Instrucciones de operación 8

Especificaciones

Pesos y dimensiones 9

Mantenimiento

Limpieza 10

Mantenimiento preventivo 10

Cómo contactar con el Servicio Técnico 10

Información sobre la garantía

Garantía limitada 11

Uso indicado

Este producto está diseñado para ser utilizado como camilla, para proporcionar apoyo y mantener a los pacientes en posición durante los procedimientos de reconocimiento realizados por profesionales médicos cualificados en un entorno de oficina.

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

No se permite la modificación de este equipo.

Registro del producto

Para registrar su producto, visite midmark.com.

Cómo deshacerse del equipo

Al final del ciclo de vida del producto, tanto la silla como sus accesorios y otros consumibles podrían estar contaminados por efecto de su uso habitual. Consulte las normativas y códigos locales para la correcta eliminación de equipos, accesorios y otros productos fungibles.

Información importante: símbolos de seguridad



ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría ocasionar lesiones graves.



Precaución

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede ocasionar lesiones leves o moderadas. También puede usarse para alertar contra prácticas peligrosas.



Advertencia sobre el equipo

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar daños en el equipo.

Nota

Desarrolla un procedimiento, una práctica o una condición.

Glosario de símbolos



Frágil



Indica la orientación correcta para el transporte



Límite de peso del paciente



Fabricante



Mantener seco



Altura máxima de apilamiento (unidades almacenadas)



Número del catálogo



Número de serie

Representantes autorizados



ADVERTENCIA

En caso de incidentes graves relacionados con el dispositivo, contacte con Midmark y con las autoridades competentes apropiadas.

Los clientes de Arabia Saudí deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Attieh Medico Ltd
Abdullah M. Al Khalifi Street
Al Nakheel Dist. II
P.O. Box 116105
Jeddah (East)
21391
Arabia Saudí
Tel.: + 966 2 286 4707
Fax: + 966 2 286 4744

Los clientes de los Emiratos Árabes Unidos deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

GULF DRUG LLC.
Al Barsha,
Dubai, UAE
Teléfono: +971 4 501 4000
Fax: +971 4 501 4100

Los clientes de la Qatar deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Tadmur Trading
Midmac Roundabout
Opposite Al Mana Petrol Station
Doha, Qatar
Tel: +974-44337000
Fax: +974-44337100

Los clientes de la Israel deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Medtechnica Ltd.
HaTnufa St 7
Petah Tikva, Israel
Tel: +972 3-925-4040
Fax: +972 3-924-9977

Representantes autorizados - continuación

Los clientes de la Colombia deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Técnica Electromédica S.A.

Calle 47 # 5-26

Bogota Colombia c.p. 110111

Tel. (+ 57 1) 756 87 87

atencionalcliente@tecnicaelectromedica.com

Los clientes de la Costa Rica deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Corporacion Almotec SA

225 metros al sur de oficina de correos

San Jose, Zapote, Costa Rica

Tel: 506 7112 9782

Los clientes de la Panamá deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

TECNIDENTAL PANAMA S.A.

VILLA MAGNA, VILLA ZAITA

OFFICE B8

PANAMA

Tel/Fax: 343-4049/ 6614-8029

tecnidentalpanama@gmail.com

Los clientes de la México deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Sofía Zavala | Asuntos Regulatorios

Carlos Nafarrate SA de CV

Avenida Las Américas 601,

Ladrón de Guevara, 44600,

Guadalajara, Jalisco, México | Tel (33) 3669 9800

Montaje



Advertencia sobre el equipo


Coloque la superficie acolchada en una extensión homogénea y limpia.

Para acoplar las patas a la superficie

A) Coloque la estructura en H sobre la superficie acolchada y asegúrela con cuatro tornillos hexagonales. (Par 75-85 in-lbs)

Nota: La etiqueta «Ritter by Midmark» de la estructura en H debe quedar hacia fuera.

B) Repita el paso anterior con la otra estructura en H.



Componentes	
Superficie acolchada	1
Estructura en H.....	2
Cintas de papel.....	2
Pasador	1
Tornillos hexagonales (1/4-20 x 1/2 in)	8

Funcionamiento:




ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, no ponga la cabeza ni las extremidades debajo de la cinta de papel.

Para colocar las cintas del rollo de papel

Coloque las cintas de modo que se enganchen a ambos lados de la camilla.




Para colocar el rollo de papel

Inserte los extremos de la barra en los encastres debajo del extremo de la superficie acolchada.

Especificaciones

Peso máx. del paciente	181,4 kg (400 lbs.)
Peso de la mesa	61,2 kg (135 lbs.)
Altura hasta la parte superior de la camilla (A)	78,7 cm (31 in)
Superficie acolchada Anchura (B)	68.6 cm (27 in)
Superficie acolchada Longitud (C)	187.9 cm (74 in)
Rollo de papel (máx.)	53,34 cm de ancho x 8,89 cm de diámetro

Referencia de las dimensiones



Mantenimiento

Limpieza

Tapizado



Alerta del equipo

El tapizado es resistente a la mayoría de las manchas que pueden producirse con el uso médico, pero puede dañarse si se derraman tintes o disolventes sobre él. Debe secar inmediatamente los líquidos que se derramen sobre el tapizado.

Lave la tapicería semanalmente con un jabón líquido suave y mezcla de agua, enjuague con agua limpia y secar completamente para eliminar filtro desinfección.

Desinfectar el tapizado con una solución de lejía y agua mezclado 1 en 10 (10%) o limpiadores con cloro. Siga esto con un enjuague de agua clara y el secado minucioso de los materiales. Ver actual CDC directriz para la desinfección y esterilización en centros sanitarios.

Para reducir al mínimo los daños causados por limpiador desinfectante acumulación de residuos, no se debe permitir que los desinfectantes de piscina de la tapicería. Una vez aprobado el tiempo de contacto se ha obtenido, extraer y secar el exceso de líquido en la superficie.

Con el producto se incluyen instrucciones detalladas de conservación y mantenimiento. Esta información también está disponible en midmark.com concretamente en la biblioteca técnica situada en el apartado "Documentación" del producto en cuestión.

Superficies de metal o plástico pintadas

Limpie semanalmente las superficies de metal o plástico pintadas pasando un paño suave y limpio con limpiadores suaves..

Mantenimiento preventivo

Inspeccione periódicamente las áreas siguientes:

- Todos los sujetadores deben estar en su sitio y bien apretados.
- Todas las funciones mecánicas deben operar debidamente.

Pida cada 12 meses a un técnico de servicio cualificado que revise su equipo.

Cómo contactar con el Servicio Técnico

Nota

Cuando llame para solicitar asistencia técnica deberá tener a mano el modelo y el número de serie.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark. Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585
de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y
viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)
midmark.com

Información de garantía



Registro de garantía



Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 EE. UU.

1.800.643.6275

+1.937.526.3662

midmark.com



Ritter®

Table d'examen 203

[English](#)
[Español](#)
[Français](#)

Modèles concernés :
203

Outils spéciaux :
aucun



Guide d'installation / de l'utilisateur

Informations sur le produit

Distributeur :

Date d'acquisition :

Numéro de modèle/série :

**Société de service technique
agrée Midmark :**




Table des matières

Renseignements importants	
Informations sur le produit	2
Utilisation prévue	4
Consignes de sécurité	4
Enregistrement du produit	4
Mise au rebut de l'équipement	4
Renseignements importants	5
Représentants autorisés.....	6
 Guide d'installation	
Consignes d'installation	7
 Fonctionnement	
Instructions de fonctionnement.....	8
 Caractéristiques techniques	
Poids et dimensions	9
 Entretien	
Nettoyage	10
Entretien préventif	10
Service après-vente.....	10
 Renseignements sur la garantie	
Garantie limitée	11

Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé comme une table afin de permettre le placement et le support du patient lors des procédures d'examen exécutées par un professionnel de la santé qualifié dans un cabinet.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Enregistrement du produit

Pour enregistrer votre produit, visitez le site midmark.com.

Mise au rebut de l'équipement

À la fin de la durée de vie du produit, le fauteuil, les accessoires et autres fournitures peuvent avoir été contaminés dans le cadre d'une utilisation médicale normale. Consultez les codes et les arrêtés locaux pour vous renseigner sur la mise au rebut appropriée de l'équipement, des accessoires et autres fournitures.

Renseignements importants - Symboles de sécurité



AVERTISSEMENT
Signale un danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves.



Attention
Signale un danger potentiel qui risque d'entraîner des blessures modérées ou mineures. Peut également servir à mettre en garde contre des pratiques dangereuses.



Avertissement concernant l'équipement
Signale un danger potentiel qui pourrait endommager l'équipement.

Remarque
Attire l'attention sur une procédure, une pratique ou une situation.

Glossaire des symboles

	Fragile		Conserver au sec
	Orientation correcte pour transport		Hauteur maximale d'empilage (palettes empilées)
	Poids limite du patient		Numéro de catalogue
	Fabricant		Numéro de série

Représentants autorisés



AVERTISSEMENT

En cas d'incident grave en rapport avec le dispositif, veuillez contacter Midmark et l'autorité compétente appropriée.

En Arabie Saoudite, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Attieh Medico Ltd
Abdullah M. Al Khalifi Street
Al Nakheel Dist. II
P.O. Box 116105
Jeddah (East)
21391
Arabie Saoudite
Tél. : + 966 2 286 4707
Fax : + 966 2 286 4744

Aux Émirats arabes unis, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

GULF DRUG LLC.
Al Barsha,
Dubai, UAE
Téléphone : +971 4 501 4000
Fax : +971 4 501 4100

En Qatar, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Tadmur Trading
Midmac Roundabout
Opposite Al Mana Petrol Station
Doha, Qatar
Tel: +974-44337000
Fax: +974-44337100

En Israel, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Medtechnica Ltd.
HaTnufa St 7
Petah Tikva, Israel
Tel: +972 3-925-4040
Fax: +972 3-924-9977

Représentants autorisés - suite

En Colombie, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Técnica Electromédica S.A.

Calle 47 # 5-26

Bogota Colombia c.p. 110111

Tel. (+ 57 1) 756 87 87

atencionalcliente@tecnicaelectromedica.com

En Costa Rica, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Corporacion Almotec SA

225 metros al sur de oficina de correos

San Jose, Zapote, Costa Rica

Tel: 506 7112 9782

En Panama, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

TECNIDENTAL PANAMA S.A.

VILLA MAGNA, VILLA ZAITA

OFFICE B8

PANAMA

Tel/Fax: 343-4049/ 6614-8029

tecnidentalpanama@gmail.com

En Mexique, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Sofía Zavala | Asuntos Regulatorios

Carlos Nafarrate SA de CV

Avenida Las Américas 601,

Ladrón de Guevara, 44600,

Guadalajara, Jalisco, México | Tel (33) 3669 9800

Guide d'installation



Avertissement concernant l'équipement


Posez le plateau rembourré sur une surface lisse et propre.

Pour assembler les pieds au plateau

A) Placez le cadre en H sur la partie rembourrée et serrez les quatre vis à tête hexagonale. (**Couple 75-85 po.-lb**)

Remarque : l'étiquette « Ritter by Midmark » sur le cadre en H doit se trouver vers l'extérieur.

B) Répétez l'étape pour l'autre cadre en H.



Étiquette
« Ritter by
Midmark »

Vis à tête
hexagonale

Présentation

Matelas rembourré	1
Cadre en H	2
Bandes de papier	2
Tige	1
Vis à tête hexagonale [2,54 cm x 1,27 cm (1/4-20 x 1/2'')]	8

Fonctionnement




AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure, ne pas placer la tête ou des extrémités sous la sangle de maintien du papier.

Pour installer les sangles de maintien du rouleau

Fixez les sangles de maintien aux encoches situées de chaque côté de la table.




Pour installer le rouleau de papier

Insérez les extrémités de la tige dans les encoches situées à la tête du matelas rembourré.

Caractéristiques techniques

Poids max. du patient	181,4 kg (400 livres)
Poids de la table	61,2 kg (135 livres)
Hauteur du plateau de la table (A)	78,7 cm (31 po.)
Matelas rembourré Largeur (B)	68,6 cm (27 po.)
Matelas rembourré Longueur (C)	187,9 cm (74 po.)
Rouleau de papier (max)	53,34 cm (21 po.) de large x 8,89 cm (3,5 po.) diam.

Dimensions



Entretien

Nettoyage



Avertissement relatif à l'équipement

La garniture résiste à la plupart des taches d'origine médicale, mais risque d'être endommagée par les solvants et les teintures. Essayez immédiatement tout liquide renversé sur la garniture.

Garniture

Nettoyez la garniture toutes les semaines avec un mélange de savon doux liquide et d'eau. Rincez à l'eau claire et séchez complètement afin d'éliminer les résidus de désinfectant.

Désinfectez la garniture avec une solution à base d'un volume d'eau de Javel ou de produits chlorés pour 10 volumes d'eau (10 %). Puis rincez à l'eau claire et séchez soigneusement. Voir les directives de désinfection et de stérilisation dans les centres de santé des centres pour le contrôle des maladies (CDC).

Pour minimiser les dommages provoqués par les résidus de nettoyants désinfectants, empêchez toute accumulation de désinfectant sur la garniture. Lorsque le temps de réaction reconnu s'est écoulé, ôtez et séchez tout excès de liquide restant sur la surface.

Votre produit est livré avec un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien. Vous trouverez également toutes les informations utiles sur midmark.com à la rubrique Bibliothèque technique, au niveau de l'onglet Documents correspondant à votre produit.

Surfaces en métal/en plastique peintes

Chaque semaine, nettoyez les surfaces en métal et en plastique peintes de la table à l'aide d'un chiffon doux propre et d'un détergent doux.

Entretien préventif

Examinez périodiquement les éléments suivants :

- Toutes les fixations doivent être en place et bien attachées.
- Tous les dispositifs mécaniques doivent fonctionner correctement.

Faites vérifier votre équipement chaque année par un technicien qualifié.

Service après-vente

Remarque

Vous devez préciser le numéro de modèle / de série lorsque vous contactez le service après-vente.

Si une réparation est nécessaire, contactez votre revendeur Midmark agréé.

Si un entretien est nécessaire, contactez Midmark directement :

É.-U. 844.856.1230 / Canada 937.526.8585

Du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h et

le vendredi de 8 h à 17 h (HE)

midmark.com

Information sur la garantie



Enregistrement de la garantie



Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 États-Unis

1.800.643.6275

+1.937.526.3662

midmark.com

