

Systèmes de montage d'arbre cannelé [9A562 / 9A563 / 9A624 / 9A625]

Modèles concernés :

630 (-010 à -013)
630 (-020 à -023)
631-001

Langue d'origine : anglais

Utilisation :

Montage de la lampe d'examen 253 sur latable Midmark® 630 et 631-001.

Remarque

L'arbre cannelé est muni de clavettes.
Tourner le dispositif de montage d'arbre cannelé jusqu'à ce qu'il vienne coulisser dans la douille.

Installation du dispositif de montage d'arbre cannelé...

Pousser le dispositif de montage d'arbre cannelé dans la douille jusqu'à ce que le levier de déverrouillage se verrouille dans la position.

Remarque : Si un bouton de verrouillage ou un cache de protection est installé sur la douille, le retirer au préalable.

Installation de la lampe et du guidage de câble...

- Aligner la lampe sur les trous dans la plaque de montage.
- Bloquer la lampe en serrant deux vis dans les trous du haut.
- Positionner correctement le guidage de câble, puis serrer deux vis en bas.

Avant d'utiliser la lampe :

Retirer le film protecteur de la lentille.

