

Export-Papierrollenhalterung [9A334, 9A355, 9A618]

Zweckbestimmung:


Zur Aufnahme von Papierrollen europäischer Größe.
50 cm lang x 12 cm Durchmesser

Anforderungen/Einschränkungen:

Kann nicht mit dem hinteren Aufbewahrungsfach 9A313
verwendet werden.

Schritt 1: Standard-Papierrollenhalterung entfernen.

Hinweis: Schrauben und Haltestange für die
neue Halterung aufbewahren.



Schritt 2: Neue Papierrollenhalterung mit vier
Schrauben befestigen.
Haltestange positionieren.

MA722100i